


SONDE DI TEMPERATURA



noris
medical device networking

SONDE MORBIDE NASO-ESOFAGEE / RETTALI RIUSABILI - Lunghezza Standard 2.75m*







* a richiesta sono disponibili altre lunghezze es. 1,5m - 4,5m - ecc.

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas NON AUTOCLAVABILE</p> <p>JK</p>	<p>EX/D-OS4JK EX/D-OS3JK EX/D-OS2JK</p>	<p>Sonda Lineare Adulto Sonda Lineare Pediatrica Sonda Lineare Neonatale</p> <p>Compatibile con: DATASCOPE 0206-02-0001, 0206-02-0002 GE/DATEX OHMEDA 217-294-02, 217-300-02, 217-335-01 DRAEGER M35372, MM15111, MM15816, M35734, MM15112, MM15817, MM15821, MARQUETTE 9445-004, 9445-005 NIHON KOHDEN P240A, P241A, HP PHILIPS 21053B, 21054B</p>
 <p>Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p>A</p>	<p>EX/D-OS4A EX/D-OS3A EX/D-OS2A</p>	<p>Sonda Lineare Adulto Sonda Lineare Pediatrica Sonda Lineare Neonatale</p> <p>Compatibile con: GE/DATEX OHMEDA 217-294-03, 217-300-03, 16561, 165611, 165612 [L=1.5m], 165622 [L=1.5m], M1024247 [L=3.0m], M1024251 [L=3.0m] DRAEGER MM15818, 5201327, MM15819, 5201343 SIEMENS 5201327, 5201343 SPACELABS 717-0325-00, 717-0326-00 [L=1.5m], 717-0333-00, 717-0334-00 [L=1.5m]</p>
 <p>Spina a doppio pin Per monitor HP / Agilent Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p>HP</p>	<p>EX/D-OS4HP EX/D-OS3HP EX/D-OS2HP</p>	<p>Sonda Lineare Adulto Sonda Lineare Pediatrica Sonda Lineare Neonatale</p> <p>Compatibile con: HP PHILIPS AGILENT 21075A, 21076A</p>
 <p>Spina a 7 pin Per monitor Draeger/Siemens SC6000/9000 Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p>SA</p>	<p>EX/D-OS4SA EX/D-OS3SA EX/D-OS2SA</p>	<p>Sonda Lineare Adulto Sonda Lineare Pediatrica Sonda Lineare Neonatale</p> <p>Compatibile con: DRAEGER/SIEMENS 5204644, 4329889 [L=1.5m], 5204651, 4329848 [L=1.5m]</p>

SONDE RIGIDE RETTALI SENZA FLANGIA RIUSABILI - Lunghezza Standard 2.75m*







* a richiesta sono disponibili altre lunghezze es. 1,5m - 4,5m - ecc.

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas NON AUTOCLAVABILE JK	EX/D-RA4JK EX/D-RB3JK EX/D-RB2JK	Sonda Rettale Adulto Sonda Rettale Pediatrica Sonda Rettale Neonatale Compatibile con: DATASCOPE, GE/MARQUETTE/DATEX OHMEDA, DRAEGER, NIHON KOHDEN, HP PHILIPS
 Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas e in autoclave A	EX/D-RA4A EX/D-RB3A EX/D-RB2A	Sonda Rettale Adulto Sonda Rettale Pediatrica Sonda Rettale Neonatale Compatibile con: GE/DATEX OHMEDA, DRAEGER/SIEMENS , SPACELABS
 Spina a doppio pin Per monitor HP / Agilent Sterilizzabile a gas e in autoclave HP	EX/D-RA4HP EX/D-RB3HP EX/D-RB2HP	Sonda Rettale Adulto Sonda Rettale Pediatrica Sonda Rettale Neonatale Compatibile con: HP PHILIPS AGILENT
 Per monitor Draeger/Siemens SC6000/9000 Sterilizzabile a gas e in autoclave SA	EX/D-RA4SA EX/D-RB3SA EX/D-RB2SA	Sonda Rettale Adulto Sonda Rettale Pediatrica Sonda Rettale Neonatale Compatibile con: DRAEGER/SIEMENS

SONDE RIGIDE RETTALI FLANGIATE RIUSABILI - Lunghezza Standard 2.75m*







* a richiesta sono disponibili altre lunghezze es. 1,5m - 4,5m - ecc.

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas NON AUTOCLAVABILE</p> <p>JK</p>	<p>EX/D-RA5JK</p> <p>EX/D-RB4JK</p>	<p>Sonda Rettale Flangiata Adulto</p> <p>Sonda Rettale Flangiata Pediatrica</p> <p>Compatibile con: DATASCOPE, GE/DATEX OHMEDA, DRAEGER, MARQUETTE, NIHON KOHDEN, HP PHILIPS</p>
 <p>Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p>A</p>	<p>EX/D-RA5A</p> <p>EX/D-RB4A</p>	<p>Sonda Rettale Flangiata Adulto</p> <p>Sonda Rettale Flangiata Pediatrica</p> <p>Compatibile con: GE/DATEX OHMEDA, DRAEGER/SIEMENS, SPACELABS</p>
 <p>Spina a doppio pin Per monitor HP / Agilent Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p>HP</p>	<p>EX/D-RA5HP</p> <p>EX/D-RB4HP</p>	<p>Sonda Rettale Flangiata Adulto</p> <p>Sonda Rettale Flangiata Pediatrica</p> <p>Compatibile con: HP PHILIPS AGILENT</p>
 <p>Spina a 7 pin Per monitor Draeger/Siemens SC6000/9000 Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p>SA</p>	<p>EX/D-RA5SA</p> <p>EX/D-RB4SA</p>	<p>Sonda Rettale Flangiata Adulto</p> <p>Sonda Rettale Flangiata Pediatrica</p> <p>Compatibile con: DRAEGER/SIEMENS</p>

SONDE DI SUPERFICIE (torace, ascelle, estremità) RIUSABILI - Lunghezza Standard 2.75m*








* a richiesta sono disponibili altre lunghezze es. 1.5m - 4.5m - ecc.

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas NON AUTOCLAVABILE</p> <p>JK</p>	<p>EX/D-S18JK EX/D-S10JK EX/D-S06JK</p>	<p>Sonda di Superficie Adulto Sonda di Superficie Pediatrica Sonda di Superficie Neonatale</p> <p>Compatibile con: DATASCOPE 0206-02-0003 GE/DATEX OHMEDA 217-295-01, 217-336-01, 165602 DRAEGER MM15114, MM15822, M35373, MM15823 MARQUETTE 9445-008 NIHON KOHDEN P242A HP /PHILIPS 21059B</p>
 <p>Jack 6.25mm Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p>A</p>	<p>EX/D-S18A EX/D-S10A EX/D-S06A</p>	<p>Sonda di Superficie Adulto Sonda di Superficie Pediatrica Sonda di Superficie Neonatale</p> <p>Compatibile con: GE/DATEX OHMEDA 16560 [L=3.5m], 165602 [L=1.5m], M1024254[L=3.0m] DRAEGER/SIEMENS 5201335, 4328922 [L=1.5m] SPACELABS 717-0335-00 [L=3.0m], 717-0337-00 [L=1.5m]</p>
 <p>Spina a doppio pin Per monitor HP / Agilent Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p>HP</p>	<p>EX/D-S18HP EX/D-S10HP EX/D-S06HP</p>	<p>Sonda di Superficie Adulto Sonda di Superficie Pediatrica Sonda di Superficie Neonatale</p> <p>Compatibile con: HP PHILIPS AGILENT 21078A</p>
 <p>Spina a 7 pin Per monitor Draeger/Siemens SC6000/9000 Sterilizzabile a gas e in autoclave</p> <p>SA</p>	<p>EX/D-S18SA EX/D-S10SA EX/D-S06SA</p>	<p>Sonda di Superficie Adulto Sonda di Superficie Pediatrica Sonda di Superficie Neonatale</p> <p>Compatibile con: DRAEGER/SIEMENS 5204669, 4329822[L=1.5m]</p>

ACCESSORI PER SONDE RIUSABILI

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>NON CONTENGONO LATTICE</p>	EX/PC-1	Copertura monouso, per sonde di temperatura rettali riusabili, confezionata singolarmente in blister sterile. Conf. 1000pz

SONDE DI TEMPERATURA MONOUSO YSI - SERIE 400

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	M/4491A-100	Sonda monouso esofagea/rettale-Serie 400 Con attacco jack telefonico Conf. 100 pz
	M/4940A	Cavo di collegamento per sonde monouso (M/4491A-100) Lunghezza 3mt con jack 6,25mm
	M/4499-100	Sonda monouso di superficie -Serie 400 Con attacco jack telefonico Conf. 100 pz
	M/4940	Cavo di collegamento per sonde monouso (M/4499-100) Lunghezza 3mt con jack 6,25mm
	M/4009	Tempheart: adesivi di fissaggio per sonde di superficie, mis. Grande. Conf. 100 pz
	M/4012	Mini-Tempheart: adesivi di fissaggio per sonde di superficie, mis. Piccola. Conf. 100 pz