

BATTERIE MEDICALI



noris
medical device networking

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	AP/399040	Batteria Pb tipo ciclico 12V-2.0Ah Per: AGILENT (Defibrillatore Heartstream XL tipo M3516A) DATASCOPE Tipo 0146-00-0043 (Passport 2, EL, 25L, LT, XG, XL, Accutorr Plus, Trio, Spectrum)
	AP/110015 AP/110015-X	Batteria NC 3.6V-0.6Ah Batteria NC 3.6V-1.1Ah (capacità estesa) Per: BRAUN (Perfusore Compact)
	AP/110096	Batteria NC 9.6V-3.0Ah Per: CORPULS (Defibrillatore 200/300)
 Rigenerazione (inviare originali)	AP/110272-U	Batteria NC 15.6V-1.7Ah Per: CORPULS (Defibrillatore 08/16)
	AP/399013	Batteria Pb 12.0V-2.1Ah Per: CRITIKON (Dinamap plus monitor multifunzione 8710/8720, Dinamap compact S, Plus 9700, 9710, Dinamap Pro 100-400) DATASCOPE (Passport-Accutorr Plus) HELLIGE (Monitor portatile SMP 300/320) HEWLETT PACKARD (monitor portatile 40488A/M1275)
	AP/110086-A	Batteria NC 12.0V-1.7Ah Per: DRAEGER (Defibrillatore Cardiolog 2000)

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	AP/110900-AN	Batteria NiMH 2.5V-0.7Ah Per: HEINE (Batteria S2Z – X-01.99.333)
	AP/110901-AN	Batteria NiMH 3.5V-0.7Ah Per: HEINE (Batteria S3Z – X-02.99.314)
	AP/110903	Batteria NiMH 2.5V-0.75Ah ORIGINALE Per: HEINE (Batteria NicaTron – X-01.99.433)
	AP/110904-A	Batteria NiMH 3.5V-0.7Ah Per: HEINE (X-02.99.382, X-02.99.380)
	AP/110905	Batteria NC 2.5V ORIGINALE Per: HEINE (M2Z D-01-89013)
	AP/110906	Batteria NiMH 3.6V ORIGINALE Per: HEINE (M3Z X-02.99.106)
	AP/110907	Batteria Li Ion 3.6V ORIGINALE Per: HEINE (X-07.99.381)
	AP/110029	Batteria NC 12.0V-1.2Ah Per: HELLIGE (Defibrillatore SCP 910, 913, 915, 922, Cardioserv)
 Rigenerazione (inviare originali)	AP/110097 AP/110098	Batteria NC 12.0V-3.0Ah Tipo M2476B Batteria NC 12.0V-4.0Ah Tipo M2477B Per: HEWLETT PACKARD (Codemaster 100)
	AP/110082	Batteria NC 2x6.0V-1.4Ah Tipo 79-12-05 Per: LAERDAL (Batteria per Pompa Aspirazione completa di mezzo guscio e connettore)

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	AP/301009	Batteria Pb 6.0V-3.4Ah Tipo 77-07-00 Per: LAERDAL (Batteria per Pompa Aspirazione LPSU-Laerdal Premier Suction Unit)
	AP/301004	Batteria Pb 12.0V-7.2Ah Per: LAERDAL (Defibrillatore Heartstart 1000)
	AP/399014	Batteria Pb 12.0V-2.0Ah Per: LAERDAL Defibrillatore Tipo 90.11.00 (Heartstart 911, 2000, 3000) NIHON KOHDEN Tipo X041 (Defibrillatore CardioLife Tec 6100, 7100A, 7200, 7300)
	AP/399035	Batteria Pb 12.0V-2.0Ah Tipo 78.04.00 M5516A Per: LAERDAL (Pompa Aspirazione LSU/LSU4000)
 NON RICARICABILE	AP/110218	Batteria Litio 12.0V-4.2Ah Tipo M3863A Per: LAERDAL/PHILIPS (Defibrillatore Heartstart Forerunner II[FR2])
	AP/110218-O	Batteria Litio 12.0V-4.2Ah Tipo M3863A (non ricaricabile) – ORIGINALE
	AP/110172	Batteria Li Ion 12.0V Tipo M3848A (ricaricabile) – ORIGINALE Per: LAERDAL/PHILIPS (Defibrillatore Heartstart Forerunner II[FR2])
 NON RICARICABILE	AP/110217	Batteria Litio 18.0V-1.3Ah Tipo BT1 Per: LAERDAL/PHILIPS (Defibrillatore Heartstream Forerunner I[FR1])
	AP/110271	Batteria Pb 12.0V-2.0Ah Tipo M3516A ORIGINALE Per: PHILIPS (Defibrillatore Heartstream XL)

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	AP/110067 AP/110067-S	Batteria NC 12.0V-1.0Ah (Clip metallica) Batteria NC 12.0V-1.3Ah (Clip PVC) Per: PHYSIO CONTROL (Defibrillatore LifePak 10)
	AP/110259	Batteria Litio 12.0V-1.5Ah ORIGINALE Per: PHYSIO CONTROL (Defibrillatore CR+)
 NON RICARICABILE	AP/110101-A	Batteria Litio 12.0V-7.5Ah Per: PHYSIO CONTROL (Defibrillatore LifePak 500)
	AP/110101 AP/110103	Batteria Litio 12.0V-7.5Ah ORIGINALE Cod. orig. 300-5380-030 Non Ricaricabile Batteria Pb 8.0V-2.5Ah ORIGINALE Cod. orig. 300-5379-002 Per: PHYSIO CONTROL (Defibrillatore LifePak 500)
	AP/110102 AP/110102X AP/110104 AP/110102L	Batteria NC 12.0V-1.7Ah ORIGINALE Batteria NC 12.0V-2.4Ah ORIGINALE Solo per apparecchi stazionari Batteria Pb 12.0V-2.5Ah ORIGINALE Batteria Li Ion 12.0V-4.8Ah ORIGINALE Lithium Pack. Può essere ricaricata solo con MBSS con software vers. 4.0. Per la vecchia generazione con software vers. 3.1 è possibile un aggiornamento software. Per: PHYSIO CONTROL (Defibrillatore LifePak 12)
	AP/110220-A	Batteria NiMH 12.0V-3.0Ah Tipo 3200497-000 Per: PHYSIO CONTROL (Defibrillatore LifePak 20)
	AP/110151	Batteria Pb 12.0V-3.4Ah ORIGINALE Per: PHYSIO CONTROL (Defibrillatore LifePak 300)
	AP/110069-N	Batteria NC 14.4V-1.5Ah Con NTC Per: PRIMEDIC/METRAX (Defibrillatore B)

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	AP/110138 AP/110139	Batteria NC 14.4V-1.7Ah Solo inserto Batteria NC 14.4V-1.7Ah Rigenerazione (inviare originali) Per: PRIMEDIC/METRAX (Defibrillatore ECO1, DM1, 3, 10, 10-12, 30-12, M240)
	AP/110085-A	Batteria NC 12.0V-1.9Ah Per: SCHILLER (Defigard 1000-2000-2002, semiautomatico FRED)
	AP/110119	Batteria Li Mno2 18.0V-4.75Ah ORIGINALE Per: SCHILLER (semiautomatico FRED)
	AP/110085	Batteria NC 12.0V-1.9Ah ORIGINALE Per: SCHILLER (Defigard 1000-2000-2002, semiautomatico FRED)
	AP/110085-BU	Batteria NC 3.6V-0.45Ah BACK-UP Per: SCHILLER (Defigard 1000-2000-2002, semiautomatico FRED)
	AP/110144	Batteria NC 12.0V-3.0Ah Per: SCHILLER (Defiscope DS)
	AP/110171-A	Batteria NC 14.4V-1.9Ah Per: SCHILLER (Defigard 3002)
	AP/110086-A	Batteria NC 12.0V-1.7Ah Per: SIMONSEN & WHEEL (Defibrillatore Cardio Aid)
	AP/301004	Batteria Pb 12.0V-7.2Ah Per: WEINMANN (Pompa Aspirazione Accuvac)

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	AP/301002	Batteria Pb 12.0V-3.4Ah Per: WEINMANN (Pompa Aspirazione Accuvac Rescue Basic)
	AP/110084-O	Batteria NC 12.0V-3.0Ah ORIGINALE Per: WEINMANN (Pompa Aspirazione Accuvac Rescue)
	AP/110916-A	Batteria NiMH 2.4V-1.05Ah Per: WELCH ALLYN (70750, 71500, 72000)
	AP/110915-A	Batteria NC 2.4V Per: WELCH ALLYN (72100)
	AP/110910-AN	Batteria NiMH 3.6V-0.70Ah Per: WELCH ALLYN (72200)
	AP/110912-AN	Batteria NiMH 3.6V-0.70Ah Per: WELCH ALLYN (72300)
	AP/110911-A	Batteria NC 2.5V-1.1Ah Per: WELCH ALLYN (72600)
	AP/110165	Batteria NC 7.2V-0.13Ah Per: WELCH ALLYN (72700)
 Rigenerazione (inviare originali)	AP/110118	Batteria NC 3.6V-1.8Ah Per: WELCH ALLYN (72250 LumiView 75200)
	AP/110087	Batteria Pb 10.0V-2.5Ah Per: ZOLL (Defibrillatore NTP2, PD1400, PD1600, PD1700)

ELENCO COMPLETO BATTERIE MEDICALI

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
ABBOTT		
Pompa nutrizione Flexiflo	AP/324010	4V-1Ah - Pb
Pompa nutrizione Patrol	AP/110293	6V-4.5Ah - Pb con connettore
Lifecare 5000/4200	AP/328025	8V-2.5Ah - Pb
PCA Micro 4100	AP/110121	6V-2.5Ah - Pb
AESCULAP		
Acculan GA 605/606	AP/110005	4.8V-1.3Ah - NC Solo rigenerazione (inviare originali)
	AP/110106	4.8V-1.3Ah - NC Solo inserto batterie
Acculan GA 616	AP/110224-U	9.6V-1.6Ah - NC Solo rigenerazione (inviare originali)
	AP/110224	9.6V-1.6Ah - NC Solo inserto batterie
	AP/110224-UX	9.6V-2.15Ah - NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
	AP/110224-X	9.6V-2.15Ah - NiMH Solo inserto batterie
Acculan GA 626	AP/110112	9.6V-1.4Ah - NC Solo inserto batterie
	AP/110112U	9.6V-1.4Ah - NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Acculan GA 646	AP/110257	9.6V-0.5Ah - NC Solo inserto batterie
	AP/110257U	9.6V-0.5Ah - NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Sega gessi GP 109/ SN 290	AP/110189	9.6V-1.4Ah - NC Solo inserto batterie
	AP/110189U	9.6V-1.4Ah - NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Elettrostimolatore	AP/110181	6V-0.18Ah - NC
AGILENT		
Defibrillatore Heartstream XL Tipo M3516A	AP/399040	12V-2.0Ah - Pb Tipo ciclico
Defibrillatore Heartstream XL Tipo M3516A	AP/110271	12V-2.0Ah - Pb Tipo ciclico ORIGINALE
AIR SHIELDS		
Incubatrice Isolette C100/C200	AP/110006	7.2V-0.16Ah - NiMH
Ifterometro 101	AP/110093	4.8V-0.3Ah - NC
TI 500	AP/351025	12V-25Ah - Pb
Transilluminatore LT90700	AP/110270	7.2V-1.7Ah - NC
ALARIS		
Pompa infusione siringa TIVA	AP/366030	6V-3Ah - Pb
Pompa infusione siringa ASENA 1000 GS/GH/CC - Tipo 100SPO1122	AP/110143-K	7.2V-2.7Ah - NiMH Con printboard
	AP/110143-I	7.2V-2.7Ah - NiMH Solo inserto batterie (senza printboard)
	AP/110143	7.2V-2.7Ah - NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
Pompa infusione GP	AP/110324	9.6V-2.4Ah - NiMH Con printboard
	AP/110324-U	9.6V-2.4Ah - NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
ALARIS		
Pompa infusione ASENSA GW	AP/110178	7.2V-1.1Ah - NiMH
ALCON		
Cheratometro Tipo 190-009	AP/110233	6V-0.5Ah - NC
AMEDA		
Incubatrice	AP/110007	6V-2.5Ah - Pb
ARGUS		
Pompa infusione 707	AP/110299	12V-1.45Ah - NiMH
ARCOMED		
Volumed VP7000, Syramed 6000	AP/110286	9.6V-2.15Ah - NiMH
ARJO		
Sollevatore Alenti, Miranti, Marisa, Encore. Tipo KKA110-04/NDA 0100-03	AP/110179-K	24V-4Ah - Pb Con maniglia
	AP/110179	24V-4Ah - Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
Sollevatore Alenti, Miranti, Marisa, Encore. Tipo KKA110-04/NDA 0100-03	AP/110212	24V-4Ah - Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
Sollevatore Trixie/KTA0102	AP/110237	24V-2Ah - Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
Sollevatore Maximove	AP/399410	12V-4Ah - Pb
Sollevatore Opera, Tempo. Tipo KPA0100-0510	AP/110325-U	24V-5Ah - Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
ASPECT MEDICAL		
Monitor A2000. Tipo 195-0019	AP/110290	7.2V-2.1Ah - NiMH
ATMOS		
Pompa aspirazione Atmolit N	AP/110157	12V-1.3Ah - NC
Pompa aspirazione Wound S 041	AP/110318	18V-2.5Ah - NC
AVI		
Pompa infusione AVI/3M 100,110, 200, 200A, 270, 285, 400A, 450, 480, 840, 880, Micro 2	AP/361023	12V-2.3Ah - Pb
BAXTER		
Pulsossimetro ASAT Junior	AP/110283	8V-2.5Ah - Pb
BCI		
Pulsossimetro 3303, AD700, 8200, 9714	AP/110221	9.6V-1.45Ah - NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
BECTON DICKINSON		
Programm I	AP/356012	6V-1.2Ah - Pb
Programm II	AP/356035	6V-3.5Ah - Pb
BIOHIT		
Pipette Proline	AP/110307	6V-0.15Ah - NiMH
BIOSET		
Bioset 3600	AP/110252	12V-2Ah - NC
Bioset ECG 9000	AP/110210	21V-2.7Ah - NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
BMR		
Stimolatore muscolare NT16RSC, NT16PSC	AP/110156	7.2V-5Ah - NC Inserito + Rigenerazione
BOEHRINGER		
PA100	AP/110081	10.8V-2Ah - NC

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
BOSCH		
ECG 501 N/NV	AP/399067	12V-0.8Ah – Pb
Spiro 501	AP/110008	4.8V-1.3Ah – NC Inserito batterie
ECG 503	AP/301012	12V-1.3Ah – Pb
BRAND		
Pipettier Robot	AP/110166	2.4V-1Ah – NC
Pipette Accu-jet-pro Robot Tipo 26630	AP/110315	2.4V-0.73Ah – NiMH
BRAUN		
Perfusore FT, VII (config. Piatta)	AP/110009	7.2V-1.7Ah – NC
Perfusore FT91, F (config. Triangolare)	AP/110010	7.2V-1.2Ah – NC
Perfusore FM (MFC)	AP/110013	7.2V-1.2Ah – NC
Perfusore FM (MFC) con piastra terra metallica	AP/110013-B	7.2V-1.2Ah – NC
Perfusore Compact	AP/110015	3.6V-0.6Ah – NC
	AP/110015-X	3.6V-1.1Ah – NC capacità estesa
Perfusore Space	AP/110256-U	4.8V-2.1Ah – NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
Perfusore Space	AP/110256	4.8V-2.1Ah – NiMH ORIGINALE
Perfusore Secura Batteryport (richiede 10 unità)	AP/110092	10x1.2V-1.3Ah – NC
Batteria di Back-up per Perfusore	AP/204018	3V – Litio (a bottone)
Batteria di Back-up per Perfusore	AP/204017	3V – Litio (AA)
Infusomat Secura, Dropmat Secura	AP/110011	9.6V-4Ah – NC
Infusomat, Perfusore FM	AP/110012	7.2V-2Ah – NC
Infusomat FMS/P	AP/110089	7.2V-1.2Ah – NC
Infusomat Secura versione 400ml	AP/110014	9.6V-2.5Ah – NC
Infusoport	AP/110182	7.2V-1.1Ah – NC
Monitor Visicom M011, M010, M211	AP/110147	6V-2.8Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
BRUKER		
Defibrillatore Defigard 1002, 2000, 2002, FRED	AP/110085-A	12V-1.9Ah – NC
	AP/110085	12V-1.9Ah – NC ORIGINALE
Batteria di Back-up per Defibrillatore Defigard 1002, 2000, 2002, FRED	AP/110085-BU	3.6V-0.45Ah – NC
Defibrillatore FRED	AP/110119	18V-4.75Ah – Li Mno2 ORIGINALE
Defigard 5000 Tipo 4-07-0009/614132	AP/110301-O	10.8V-4.3Ah – Li Ion ORIGINALE
Defibrillatore FRED easy Tipo 214552	AP/110227	12V-2.8Ah – Li Mno2 ORIGINALE
Defiscope DS	AP/110144	12V-3Ah – NC
Defigard 3002	AP/110171-A	14.4V-1.7Ah – NC
	AP/110171	14.4V-1.9Ah – NC ORIGINALE
BURDICK		
(Kone/Siemens/Spacelabs) Medic 4	AP/110223	24V-2.5Ah – Pb Senza cavo/connesione a spinotto
(Kone/Siemens/Spacelabs) Medic 5	AP/110263	24V-2Ah – Pb
(Kone/Siemens/Spacelabs) EK10, Elite, Elite 10. Tipo 862278	AP/110267	12V-1.5Ah – NC
Eclipse4, 4I ECG, 400, 850, LE II. Tipo 862988	AP/110292	16.8V-0.7Ah – NC
Eclipse 8, 8I, 800. Tipo 863045	AP/110294	16.8V-1.5Ah – NC

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
CARDIAC SCIENCE		
Defibrillatore Survivalink AED Power Heart 9110/9200D Tipo 9141 NON RICARICABILE	AP/110296	12V-7.5Ah – Li ORIGINALE
Defibrillatore Survivalink Power Heart AED G3/9300E Tipo 9146 NON RICARICABILE	AP/110313	12V-7.5Ah – Li ORIGINALE
CARDIETTE		
ECG FC1400/AR1200/AR1200ADR	AP/110176	12V-1.6Ah – NiMH
ECG Recorder AR600ADV	AP/110236	9.6V-1.7Ah – NiMH
ECG Start 100	AP/399413	12V-0.8Ah – Pb
ECG Start 200	AP/399004	12V-2Ah – Pb
CARDIOLINE		
ECG Delta 1+/3+	AP/110222	24V-0.7Ah – NC
Defibrillatore EP700	AP/110018	18V-0.6Ah – NC
ECG Delta 30	AP/110295-U	12V-1.3Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
ECG Delta 60	AP/110260	24V-1.3Ah – NC
Defibrillatore Delta Life 550	AP/110282-U	12V-2.2Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
CARDIONOVA		
Pompa a siringa 2001/2010/2011	AP/110004	7.2V-1.6Ah – NC
CAS MEDICAL SYSTEM		
Monitor NIBP 730/740/750	AP/110336	7.2V-4.0Ah - NiMH
COROMETRICS		
Monitor medicale 511	AP/301010	6V-4.5Ah – Pb
Monitor medicale 555	AP/301013	12V-2.0Ah – Pb
Monitor medicale 502 EL	AP/110303	6V-2.5Ah – Pb
CORPULS		
Defibrillatore 200/300	AP/110096	9.6V-3Ah – NC
Defibrillatore 08/16	AP/110272-U	15.6V-1.7Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
CRITICARE		
Pulsossimetro 504DX	AP/399039	6V-3.8Ah – Pb
Pulsossimetro 504US	AP/301010	6V-4.5Ah – Pb
Ossimetro Poet LT Plus, 507NJC BP, 602-14	AP/110280	7.2V-2.7Ah – NiMH
CRITIKON		
Oxyshuttle	AP/110094	9.6V-2.2Ah – NC
Oxyshuttle II/+	AP/110017	7.2V-4Ah – NC
Monitor multifunzione Dinamap plus, Monitor 8710, 8720, Dinamap Compact/S/Plus9700, Monitor 9710, Dinamap Pro 100/400	AP/399013	12V-2.1Ah – Pb
Dinamap Pro 1000	AP/110239	12V-8Ah – NiMH
Dinamap 8100XL, 8102, 9302, 9350XL, 9340XL	AP/110016	12V-2.8Ah – Pb
Dinamap MPS 722X	AP/110180-U	12V-3.8Ah – NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
ProCare 100, 300, 400, 420. Tipo GH633/633178	AP/399047	6V-3.3Ah – Pb

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
CUSTOMED		
Unità pressione arteriosa	AP/110003	4.8V-0.60Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
	AP/11003-N	4.8V-1Ah – NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
	AP/110002	4.8V-0.60Ah – NC Solo inserto batterie
	AP/110002-N	4.8V-1Ah – NiMH Solo inserto batterie
CustoScreen 100/200 (richiede 3 unità)	AP/161117	1.2V-1.7Ah – NiMH
DAHLHAUSEN		
Laringoscopio Tipo 90.003.96.085	AP/110331	3.6V ORIGINALE
DATASCOPE		
Monitor portatile Passport 2, EL, 25L, LT, XG, XL, Monitor pressorio Accutorr Plus, Trio, Spectrum. Tipo 0146-00-0043	AP/399040	12V-2.0Ah – Pb
Monitor portatile Accutorr Plus/Trio. Tipo 0146-00-0069	AP/110262	10.8V-4.4Ah – Li Ion ORIGINALE
DATEX		
Monitor Light 896895	AP/110197	13.2V-1.7Ah – NC Solo inserto batterie
	AP/110197-U	13.2V-1.7Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Monitor Light 893365	AP/110269	13.2V-0.8Ah – NC
Monitor Compact AS3/CS3	AP/110123-K	24V-1.7Ah – NC Disponibile solo versione corta L200xH16.5xP83mm
Monitor S5	AP/110141	2x12V-4Ah - NiMH
	AP/110141-S	2X12V-3.8Ah - NiMH
CardioCap 5	AP/110240	12V-2.6Ah – Pb
Pulsossimetro TruSat. - Tipo 6050-0006-578	AP/110335	4.8V-3.2Ah – NiMH
DEGO		
ECG Cardiomed 3	AP/110122	9.6V-2Ah – NC Solo inserto batterie
	AP/110122-U	9.6V-2Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
DIMEQ		
Defibrillatore 503	AP/110018	18V-0.6Ah – NC
ECG 503V	AP/301012	12V-1.3Ah – Pb
DOLPHIN MEDICAL		
Pulsossimetro 2150	AP/110322	4.8V-1.6Ah – NiMH
DRAEGER		
Defibrillatore Cardiolog 2000	AP/110086-A	12V-1.7Ah – NC
Pulsossimetro Oxipak 2000	AP/301006	6V-1.3Ah – Pb
Pulsossimetro Oxipak 2500	AP/110140	9.6V-1.2Ah – NiMH
Oxilog 2000	AP/110146	7.2V-1Ah – NC
Dialog 2000	AP/110134-U	7.2V-3Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
	AP/110134	7.2V-3Ah – NC Solo inserto batterie

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
Oxisat II	AP/399005	6V-2.8Ah – Pb
Oxilog 3000 Tipo 2M86732	AP/110241-U	12V-3.8Ah – NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
Oxilog 3000 Tipo 2M86733	AP/110242-O	12V-4Ah – Li Ion ORIGINALE
Ventilatore EV800/ Oxipak 800-801	AP/399020	12V-2.9Ah – Pb
Ventilatore polmonare Evita 4	AP/301003	12V-17Ah – Pb Batteria esterna
Ventilatore polmonare Evita 4	AP/351035	12V-3.5Ah – Pb Batteria interna
Monitor Compact	AP/110123-K	24V-1.7Ah – NC Disponibile solo versione corta L200xH16.5xP83mm
Monitor Infinity SC6002XL, SC6802XL, SC7000XL, SC9000XL	AP/399001	12V-2Ah - Pb
Monitor Infinity Gamma, Gamma XL, SC6802XL, SC6002XL	AP/110196	14.4V-4.4Ah – Li Ion
Monitor Infinity Delta, Delta XL	AP/399013	12V-2.1Ah – Pb
ECKLI		
Pompa infusione BL3000	AP/110100	10.8V-1.6Ah – NC
ELMED		
Aeroplefismografo FlowCheck	AP/110201	3.6V-0.11Ah – NC
ERGOLET		
Sollevatore FAUN	AP/110310	36V-2.1Ah – Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
EPPENDORF		
Pipette Research Pro Tipo 4860 501.002	AP/110328	2.4V-1.2Ah – NiMH
ETH		
Ventilatore polmonare subacqueo Stangerbad	AP/110191	9.6V-1Ah – NC
FRESENIUS		
Vial (MCM) Injectomat S – con connettore originale	AP/110019	6V-0.6Ah – NC
Vial (MCM) Injectomat S – con spinotti	AP/110020	5x1.2V-0.6Ah – NC
Vial (MCM) Injectomat C, CP, 2000, Modulo Orchestra DPS/MVP	AP/301006	6V-1.3Ah – Pb
Vial (MCM) Injectomat C/CP – con spinotti	AP/110021	5x1.2V-1.3Ah - NC
	AP/110108	5x1.2V-1.8Ah NC capacità estesa
	AP/110022	12V-1.7Ah – NC capacità estesa
Vial (MCM) pompa infusione Vomed VP 2000/5000	AP/110022-P	12V-1.3Ah – NC stessa capacità dell'originale
Vial (MCM) pompa infusione Vomed VP 5000	AP/110023	9.6V-1.8Ah – NC
Vial (MCM) P-200	AP/110024	12V-0.6Ah – NC
Vial (MCM) dialysis system 4008	AP/110148	18V-3.4Ah – Pb
Vial (MCM) Inca	AP/301002	12V-3.4Ah – Pb
Vial (MCM) Pompa a siringa Pilot A2, C, CE2	AP/301006	6V-1.3Ah – Pb
Vial (MCM) Programm II/Modulo DPS	AP/356012	6V-1.2Ah – Pb
Vial (MCM) Programm II	AP/356035	6V-3.5Ah – Pb
Vial (MCM) 400, 400D, Argus 400	AP/110049	12V-0.6Ah – NC
Vial (MCM) 440 PT/OT, 550ST, Optima VS/PT/ST/MS	AP/110238	6V-3Ah – NiMH

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
Vial (MCM) 500, 500D	AP/110050	6V-1.8Ah – NC
Vial (MCM) 404, 504	AP/110088	12V-1.7Ah – NC capacità estesa
	AP/110088-1	12V-1.3Ah – NC Stessa capacità del'originale
Vial (MCM) Ionometro	AP/110183	7.2V-1.2Ah – NC
Vial (MCM) Pompa nutrizione Applix	AP/110209	4.8V-1.2Ah – NiMH
Vial (MCM) Pompa nutrizione Sondomat+ (richiede 4 unità)	AP/160139	1.2V-0.6Ah – NC
Vial (MCM) Pompa a siringa Injectomat Agilia	AP/110306	6V-1.8Ah – NiMH
Vial (MCM) Pompa infusione Volumat Agilia	AP/110320	7.2V-2.2Ah – Li Ion
FUKUDA		
Cardisuny ME501BX	AP/110279	12V-1.0Ah – NC
ECG MCP 103	AP/110122-U	9.6V-2.0Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
	AP/110122	9.6V-2.0Ah – NC Solo inserto batterie
ECG Analyzer FCP2201G/210/2201	AP/110304	12V-1.8Ah – NC
GE HEALTHCARE		
Responder AED Pro Tipo 201 9437-001	AP/110329	Litio ORIGINALE
GRASEBY		
(Smith Medical) Pompa a siringa 2000, serie 3000er	AP/399009	2V-2.5Ah – Pb
HAMILTON		
Ventilatore polmonare Raphael	AP/361023	12V-2.3Ah – Pb
HANAU MED		
(Heraeus Med) Medap P7020	AP/351020	12V-2Ah – Pb
HANSEATISCHE INTERMED		
Defibrillatore Vitacard A	AP/110025	24V-2.2Ah Pb
Oxiplett	AP/351020	12V-2.0Ah – Pb
HEBU		
Sega Oscillante HB8885, HB8870, HB8874, HB8871 Tipo HB8875/HB8876	AP/110334	9.6V-2.0Ah – NiMH
HEINE		
S2Z – X-01.99.333	AP/110900-AN	2.5V-0.7Ah – NiMH
S2Z – X-01.99.333	AP/110900	2.5V-0.75Ah – NiMH ORIGINALE
S3Z – X-02.99.314	AP/110901-AN	3.5V-0.7Ah - NiMH
S3Z – X-02.99.314	AP/110901	3.5V-0.75Ah – NiMH ORIGINALE
S5Z – X-04.99.623	AP/110027	6V-1.2Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Nicatron – X-01.99.433	AP/110903	2.5V-0.75Ah – NiMH ORIGINALE
X-02.99.382 (X-02.99.380)	AP/110904-A	3.5V-0.7Ah – NiMH
X-02.99.382 (X-02.99.380)	AP/110904	3.5V-0.75Ah – NiMH ORIGINALE
M2Z D-01.89013	AP/110905	2.5V – NC ORIGINALE
M3Z X-02.991.06	AP/110906	3.6V – NiMH ORIGINALE
X-07.99.381	AP/110907	3.6V – Li Ion ORIGINALE
X-04.99.641 - Batterybox II	AP/110908	6V – NiMH ORIGINALE

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
HEINEN & LOEWENSTEIN		
Oxymon II	AP/399067	12V-0.8Ah – Pb
Ventilatore polmonare BiPAP Vision	AP/110164	3.6V-0.11Ah – NC
Modulo anestesia Leon/Leon Plus	AP/301024	12V-7.2Ah – Pb
HELLIGE		
Monitor Servomed SMS 181/182	AP/110028	12V-2Ah – NC
Defibrillatore SCP 851/852	AP/110028	12V-2Ah – NC
Defibrillatore SCP 910, 913, 915, 922, Cardioserv	AP/110029	12V-1.2Ah – NC
Monitor portatile SMP 300/320	AP/399013	12V-2.1Ah – Pb
Defiport SCP 912/SCP 840	AP/110018	18V-0.6Ah – NC
ECG Epicardia System PM 200, 210, 220, 221, 240	AP/110030	8.4V-1.2Ah – NC Solo inserto batterie
	AP/110032	18V-1.7Ah – NC
CardioSmart	AP/110032-1	18V-1.3Ah – NC Stessa capacità dell'originale
	AP/110033	4.8V-0.6Ah – NC Inserto batteria con connettore
Tonoport II + III + IV	AP/110033	4.8V-0.6Ah – NC Inserto batteria con connettore
Monitor SCB 2	AP/110034	12V-1.3Ah – NC
Defibrillatore SCB 2	AP/110035	14.4V-1.3Ah – NC
Defiscope	AP/110036	12V-3Ah – NC Solo inserto batterie
Defiport / Defiscope M	AP/110037	12V-1.7Ah – NC
Defibrillatore SCP844	AP/110115	12V-1.2Ah – NC ORIGINALE
SMK 153/210/230/231	AP/110117	2x14.4V-1.3Ah – NC
Oxycapnomonitor SMK 365	AP/110164	3.6V-0.11Ah – NC
EK 41	AP/110152	10.8V-1.8Ah – NC
EK 51	AP/110234	10.8V-0.8Ah – NC
Cardiotest EK 53/56	AP/110031	21.6V-1.7Ah – NC
	AP/110031-1	21.6V-1.3Ah – NC
Pace-maker Demand	AP/110208	4.8V-2Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
HELLIGE MARQUETTE		
Monitor Eagle 1000, 1006, 1008, 1009	AP/110107	12V-2Ah – NC
Colonna OP	AP/110130	12V-8Ah – Pb
ECG Recorder MAC PC, MAC PC6, 12	AP/110150	19.2V-1.7Ah – NC
MAC12 /MAC15 Batteria di backup tipo 401086-002D	AP/110330	3.6V-0.6Ah – NC
MAC PC8/MAC Personal	AP/110162	19.2V-4.5Ah – NC
MAC PC1200	AP/110032	18V-1.7Ah – NC
	AP/110032-1	18V-1.3Ah – NC Stessa capacità dell'originale
Monitor portatile TRAN	AP/110169	12V-3Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
MAC 5000	AP/110193	18V-3.5Ah – NiMH
Responder 1000/1100	AP/110018	18V-0.6Ah – NC
Responder 3000	AP/110131	12V-2Ah – NC ORIGINALE
Monitor Dash 2000	AP/110202	12V-3Ah – NC

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
Monitor Dash 3000/4000, Transport Pro	AP/110155-SM	11.1V-3.6Ah – Li Ion
Monitor Eagle 4000	AP/110184	12V-2.5Ah – NC
Defibrillatore/Monitor serie 900, 1200, 1250, 1500	AP/110200	24V-2Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Monitor Solar 9500	AP/110274	13.2V-0.8Ah – NC
HEWLETT PACKARD		
43100/43110/43130/43120A	AP/110038	12V-2.5Ah – Pb
CodemasterXL+/M1722/M1723/M1724	AP/110039	12V-4Ah – Pb
Monitor portatile 40488A/M1275	AP/399013	12V-2.1Ah – Pb
Monitor M3046A/Viridia M3/M4	AP/110001	12V-3.8Ah – NiMH
Monitor M3046A/Viridia M3/M4 Tipo NJ1020HP – Moltech	AP/110001-X	12V-3.8Ah – NiMH
ECG Writer M1700/1702A/1721	AP/110040	18V-7.2Ah – Pb
Mida	AP/110185	6V-1.2Ah – NC
	AP/110185-K	6V-1.2Ah – NC Con printboard
Codemaster 100 Tipo M2476B	AP/110097	12V-3Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Codemaster 100 Tipo M2477B	AP/110098	12V-4Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Pagewriter 100, 200, 300i, M1770A, M1771A, M1772A Tipo M2460A	AP/110244	6V-7.2Ah – Pb
HILL ROM		
Hospital Bed Evolution	AP/110251-O	24V-1.3Ah – Pb ORIGINALE
Hospital Bed Evolution Tipo BA 1812	AP/110251-OL	24V-1.3Ah – Pb ORIGINALE
Inserito + Rigenerazione	AP/110251	24V-1.3Ah – Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
HONEYWELL		
Defibrillatore ED 420/500	AP/110041	12V-3Ah – NC
Invivo 4500	AP/110042	8V-2.5Ah – Pb
IMED		
Pompa infusione Gemini PC1	AP/301011	6V-7.2Ah – Pb
Pompa infusione 800, 900, 922, 960, Gemini PC2	AP/301001	6V-12Ah – Pb
Pompa infusione Gemini PC4	AP/301002	12V-3.4Ah – Pb
Pompa infusione PC1+PC2 Batteria di Backup	AP/110225	4.8V-0.7Ah – NC
IMEX		
Doppler DOP CT/CT+ Doppler/FreeDop BR- 0024/BT0022	AP/110226	12V-0.17Ah – NC
	AP/110226-U	12V-0.25AH – NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
INTERNATIONAL TECHNADYNE CORP.		
Hemachron 401	AP/110167	702V-1.5Ah – NC
IVAC (ALARIS)		
Pompa infusione 561/565/566	AP/110043	12V-2.5Ah – Pb
Pompa infusione 581/591/598	AP/110044	6V-3.4Ah – Pb
Regolatore infusione 231/281 CG, pompa infusione 531/231	AP/110114	12V-0.6Ah- NC
Pompa a siringa 707/711	AP/110045	8V-2.5Ah - Pb

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
Pompa a siringa 741	AP/301006	6V-1.3Ah - Pb
Pompa a siringa 770	AP/110046	6V-2.5Ah - Pb
Batteria di backup per pompa a siringa 770	AP/110047	4.8v-0.16Ah - NiMH
Pompa a siringa P1000-7000	AP/366030	6V-3AH - Pb
Termometro 2000	AP/110048	4.8V-0.6Ah - NC
Sistema infusione Signature Gold 7101, 7130, 7131, 7230, 7231	AP/110113	12V-1.8Ah - NC
JAEGER		
Apnoscreen	AP/110129	6V-3Ah - NC
Apnoscreen Tipo 806524	AP/110199	3.6V-4Ah - NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
KAWE		
Lade - Tipo 28965	AP/110940	2.5V - NC ORIGINALE
KRANZBUEHLER		
Doppler 2000/Fetasaver - 1 stick	AP/110128-1	16.8V-0.6Ah - NC
Doppler 2000/Fetasaver - 2 sticks	AP/110128-2	2x8.4V-0.6Ah - NC
LAERDAL		
Batteria per Pompa Aspirazione Tipo 79-12-05	AP/110082	2x6.0V-1.4Ah - NC completa di mezzo guscio e connettore
Pompa Aspirazione LPSU-Laerdal Premier Suction Unit Tipo 77-07-00	AP/301009	6.0V-3.4Ah - Pb
Defibrillatore Heartstart 1000	AP/301004	12.0V-7.2Ah - Pb
Defibrillatore Heartstart 911, 2000, 3000 Tipo 90.11.00	AP/399014	12.0V-2.0Ah - Pb
Pompa Aspirazione LSU/LSU4000 Tipo 78.04.00	AP/399035	12.0V-2.0Ah - Pb
Defibrillatore Heartstart 4000 Tipo M5516A	AP/110271	12V-2AH - Pb ORIGINALE
Defibrillatore Heartstream Forerunner I (FR1) Tipo BT1 NON RICARICABILE	AP/110217	18.0V-1.3Ah - Litio
Defibrillatore Heartstream Forerunner I (FR1) Tipo BT1	AP/110217-O	18.0V-1.3Ah - Litio ORIGINALE
Defibrillatore Heartstart Forerunner II (FR2) Tipo M3863A NON RICARICABILE	AP/110218	12.0V-4.2Ah - Litio
Defibrillatore Heartstart Forerunner II (FR2) Tipo M3863A NON RICARICABILE	AP/110218-O	12.0V-4.2Ah - Litio ORIGINALE
Defibrillatore Heartstart Forerunner II (FR2) Tipo M3848A RICARICABILE	AP/110172	12.0V - Li Ion ORIGINALE
Training pack per Heartstart Forerunner II (FR2) Tipo M3864A	AP/110172-T	ORIGINALE
Monitor/Defibrillatore Heartstart MRx Tipo M3538A	AP/110245	14.4V-6Ah - Litio ORIGINALE
LANDOZ		
Trapano chirurgico	AP/110281	9.6V-0.6Ah - NiMH
LIFECARE		
Ventilatore portatile PLV 100 Pacco batterie	AP/110186	6V-2.5Ah - Pb
Ventilatore portatile PLV 100 Batteria stick	AP/110187	6V-2.5Ah - Pb

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
LIKO		
Sollevatore Golvo 7000es / 7007	AP/399020	12V-2.9Ah - Pb
LINVATEC/HALL SURGICAL		
Per strumenti a batteria Tipo PRO3115	AP/110321-U	9.6V-2.0Ah - NC Solo rigenerazione (inviare originali)
LOGOMED		
Pompa infusione	AP/110235	2.4V-1.5Ah - NiMH
LOHMEIER (B.BRAUN)		
Defibrillatore D801	AP/110207-U	12V-3.0Ah - NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Defibrillatore D501	AP/110076	12V-4Ah - NC
Fluid Manager Tipo 57.023.01	AP/110277-U	12V-3Ah - NC Solo rigenerazione (inviare originali)
MAQUET		
Monitor Terapia Intensiva Servo i, Servo s Tipo 64 87 180 E407E	AP/110203-O	12V-4.0Ah - NiMH ORIGINALE Senza indicatore di carica
MCM/MC MEDIZINTECHNIK		
Vedere Fresenius Vial		
MEDFUSION		
Batteria di ricambio per pompa a siringa Medfusion 2010	AP/110211	7.2V-1.2Ah - NC Solo rigenerazione (inviare originali)
MEDRAD		
Iniettore Spectris MR	AP/110308	12V-2.5Ah - Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
MEDSET		
Cardiolight FMC Recorder	AP/110173	4.8V-1.5Ah - NiMH ORIGINALE
MELA		
Defibrillatore MelaCard Control S/RS	AP/110125	12V-1.3Ah - NC
Defibrillatore Econ-B	AP/110105	12V-1.3Ah - NC
Defibrillatore MelaCard Control MCCo Pulsback	AP/110158	2x6V-1.3Ah - NC Solo inserto batterie
METRAX		
Vedere Primedic		
MGVG/DOERING		
Combimat 2000	AP/110051	7.2V-1.3Ah - NC
Combimat 2000	AP/110052	7.2V-2Ah - NC
Combimat IP 83/85	AP/110054	6V-2Ah - NC
Combimat IP 81/82/ IP83-2	AP/110053	12V-0.6Ah - NC
Combimat IP 83-2/IP85 (1+2)	AP/110051	7.2V-1.3Ah - NC
Combimat CS06	AP/110177	9.6V-1.2Ah - NC
MICRO AIRE		
Serie 7000 Tipo 7500-710	AP/110332	12V-2.7Ah - NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
MICRO MEDICAL		
Tester funzione polmonare MicroLab 3300/MLA 3000	AP/110190	7.2V-0.6Ah – NC Solo inserto batterie, senza connettore
	AP/110190-U	7.2V-0.6Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
MINOLTA		
Itterometro JM103	AP/110285	2.4V-0.60Ah - NiMH
Itterometro 9404/ JM102	AP/110055	4.8V-0.7Ah – NiMH
Itterometro JM101	AP/110093	4.8V-0.3Ah – NC
Pulsox 7	AP/110124	7.2V-1Ah – NC
NELCOR		
Pulsossimetro N10	AP/110194	6V-0.6Ah – NC
Pulsossimetro N100	AP/110116	12V-2.5Ah – Pb
Pulsossimetro N180/N185	AP/399013	12V-2.1Ah – Pb
Pulsossimetro N200/N1000 (vecchia generazione)	AP/399005	6V-2.5Ah – Pb
Pulsossimetro N200E	AP/110056	6V-2.5Ah – Pb
Pulsossimetro N550/NPB550	AP/301012	12V-1.3Ah – Pb
Pulsossimetro N560 Oximax	AP/110309	9.6V-3.8Ah – NiMH
Pulsossimetro N3000 (I)/120/Simphony	AP/399064	12V-2Ah – Pb
Pulsossimetro N5500	AP/110273	14.4V-4.0Ah – NiMH
Pulsossimetro N6000	AP/301002	12V-3.4Ah – Pb
Pulsossimetro Novamatrix 505/515/520A	AP/301013	12V-2.2Ah – Pb
Oximax NPB40	AP/201197	1.5V – Alcalina
Pulsossimetro NPB75/capnografo	AP/110135	7.2V-2.5Ah – NiMH Solo inserto batterie
	AP/110136	7.2V-2.5Ah – NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
Pulsossimetro NPB190, 290, 395, 595, 3910, 3920, 3930, N1000 (nuova versione)	AP/336004	6V-4Ah – Pb
Pulsossimetro NPB4000	AP/110057	6V-8Ah – Pb
Monitor paziente E300	AP/399013	12V-2.1Ah – Pb
Ossimetro cerebrale INVOS	AP/351035	12V-3.5Ah – Pb
NIHON KOHDEN		
Defibrillatore Cardiofax ECG 5101, 5151, 6551A, 6543	AP/399014	12V-2Ah – Pb
Lifescope 6, OEC 6102A, 6105A	AP/399014	12V-2Ah – Pb
Defibrillatore ECG84xx, EGG882x, ECG8830, ECG9010, ECG9020, ECG9022, ECG9110, EGG9130, ECG9132 Tipo X041A	AP/399040	12V-2Ah – Pb Tipo Ciclico
Defibrillatore 8340, 8330	AP/301001	6V-12Ah – Pb
Defibrillatore TEC7511, 7521, 7531, ECC9320 Tipo X041B/LC-S2912NK	AP/110214	12V-2.9Ah – Pb
Defibrillatore TEC7511, 7521, 7531, ECC9320 Tipo X041B/LC-S2912NK	AP/110214-O	12V-2.9Ah – Pb ORIGINALE
Batteria di backup per EEG WEE1000 Tipo X231/YZ03080	AP/110213	7.2V-1.85Ah – Li Ion
Defibrillatore Cardiolife TEC2202, TEC2203 Tipo X60A/NKB-102V	AP/110175-O	12V-1.7Ah – NC ORIGINALE

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
Defibrillatore Cardiolife TEC2202, TEC2203	AP/110175	12V-1.7Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Defibrillatore TEC5521, TEC5531, TEC7621, TEC7631, TEC7721, TEC7731 Tipo X065/NKB-301V	AP/110215-O	12V-2.8Ah - NiMH
Defibrillatore Cardiolife TEC6100, TEC7100A, 7200, 7300 Tipo X041	AP/399014	12V-2Ah – Pb
Lifescopel BSM-2300, 2301A, 2304A Tipo X062/YS076P5	AP/110216-O	12V-3.7Ah – NiMH ORIGINALE
Lifescopel BSM-2300, 2301A, 2304A Tipo X062/YS076P5	AP/110216	12V-4.5Ah – NiMH
Defibrillatore Cardiolife, Mini TEC4150K Tipo 5650715	AP/110291	12V-1.0Ah – NC
Defibrillatore TEC8250, BSM4100 Lifescopel P, BSM 5100 Lifescopel A Tipo X060/NKB-101	AP/110298-O	12V-1.0Ah – NC ORIGINALE
Cardiofax ECG1250 Tipo X071/SB-901D	AP/110312-O	12V-1.95Ah - NiMH ORIGINALE
Cardiofax ECG1500, ECG1550 Tipo X073/SB-150D	AP/110326-O	12V-3.6Ah – NiMH ORIGINALE
NONIN MEDICAL		
Pulsossimetro 8600, 8604, 8700, 8800	AP/110174	6V-1.3Ah – NC
Palm SAT 2500	AP/110261	4.8V-1.6Ah – NiMH
Pulsossimetro Advant 2120, 9600	AP/110268	7.2V-4.0Ah – NiMH
OHMEDA (DATEX)		
Pulsossimetro Biox 3700E	AP/110058	8V-2.5Ah – Pb
Pulsossimetro 370/3740	AP/301013	12V-2.2Ah – Pb
Pulsossimetro 3800/3900	AP/110059	8V-3.2Ah – Pb
Biox 3770/3775	AP/110109	9.6V-1.4Ah – NC Solo inserto batterie
Lifescopel 6	AP/399014	12V-2Ah - Pb
PFRIMMER		
Pompa nutrizione Nutrica Nutromat S, SX	AP/110060-S	12V-0.6Ah – NC
Pompa nutrizione Nutrica Micro Max 100, 100i, 200	AP/110137	6V-0.8Ah – NC
PHILIPS		
Defibrillatore BD500	AP/110036	12V-2Ah – NC
Defibrillatore Heartstart Forerunner II (FR2) Tipo M3863A NON RICARICABILE	AP/110218	12V-4.2Ah – Litio
Defibrillatore Heartstart Forerunner II (FR2) Tipo M3863A NON RICARICABILE	AP/110218-O	12V-4.2Ah - Litio ORIGINALE
Defibrillatore Heartstart Forerunner II (FR2) Tipo M3848A RICARICABILE	AP/110172	12V-4.2Ah – Li Ion ORIGINALE
Defibrillatore Heartstart HS1 FRx Tipo M5070A	AP/110300-O	9v-4.2aH – Litio ORIGINALE
Defibrillatore/Monitor Heartstart MRx Tipo M3538A	AP/110245	14.4V-6Ah – Litio ORIGINALE
Defibrillatore Heartstart Forerunner I (FR1) Tipo BT1 – NON RICARICABILE	AP/110217	18V-1.3Ah - Litio
Defibrillatore Heartstart Forerunner I (FR1) Tipo BT1 – NON RICARICABILE	AP/110217-O	18V-1.3Ah – Litio ORIGINALE
Defibrillatore Heartstream XL Tipo M3516A	AP/110271	12V-2Ah – Pb ORIGINALE

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
Pagewriter 100, 200, 300i, M1770A, M1771A, M1772A Tipo M2460A	AP/110244	6V-7.2Ah - Pb
Pagewriter Trim II + III Tipo PH989803130151	AP/110297-U	12V-2.6Ah - Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
Pagewriter Trim II + III Tipo PH989803130151	AP/110297-O	12V-2.9Ah - Pb ORIGINALE
Monitor M1205 Tipo M40488A	AP/399013	12V-2.1Ah - Pb
Monitor A3 Tipo M3926/M3928A	AP/110275	6V-8.0Ah - Pb
Monitor C3 Tipo 862474C3/453563480031	AP/110276	12V-4.5Ah - Pb
	AP/110276-O	12V-4.5Ah - Pb ORIGINALE
Monitor Telemon M2638A/B Tipo M4790A	AP/110333	12V-4.0Ah - NiMH
Monitor MP20/MP30 Tipo M8001A/M8002A/M4605A	AP/110219-O	10.8V-6.0Ah - Li Ion ORIGINALE
PHYSIO CONTROL		
Defibrillatore Lifepack 5 (LP5) Con clip metallica	AP/110067	12V-1Ah - NC
Defibrillatore Lifepack 6/7 (LP6/LP7)	AP/110062	12V-1.5Ah - NC
Defibrillatore/Monitor Lifepack 6/7 (LP6/LP7)	AP/110063	14.4V-2Ah - NC
Defibrillatore Lifepack 8 (LP8)	AP/110064	12V-1.5Ah - NC
Defibrillatore/Monitor Lifepack 8 (LP8)	AP/110065	19.2V-2.2Ah - NC
Defibrillatore Lifepack 9 (LP9)	AP/110066	16V-2.5Ah - Pb
Defibrillatore Lifepack 9 (LP9) con celle rotonde Hawker	AP/110095	16V-2.5Ah - Pb
Defibrillatore Lifepack 10 (LP10) Con clip metallica	AP/110067	12V-1.0Ah - NC
Defibrillatore Lifepack 10 (LP10)	AP/110067-O	12V-1.0Ah - NC ORIGINALE
	AP/110067-2	12V-1.2Ah - NC ORIGINALE Con indicatore di carica
Defibrillatore Lifepack 12 (LP12)	AP/110104	12V-2.5Ah - Pb ORIGINALE
	AP/110102-X	12V-2.4Ah - NC ORIGINALE
Defibrillatore Lifepack 12 (LP12) Versione Litio	AP/110102-L	12V-4.8Ah - Li Ion Può essere ricaricata solo con MBSS con software vers. 4.0 Per la vecchia generazione con software fino a vers. 3.1 è possibile un aggiornamento software
Defibrillatore Lifepack 20 (LP20) Tipo 3200497-000	AP/110220-A	12V-3Ah - NiMH
Defibrillatore Lifepack 20 (LP20) Tipo 3200497-000	AP/110220	12V-3Ah - NiMH ORIGINALE
Lifepack 200 (LP200) Richiede 2 unità	AP/110120	8V-2.5Ah - Pb
Monitor Lifepack 250 (LP250) Con clip metallica	AP/110067	12V-1Ah - NC
Defibrillatore Lifepack 300 (LP300)	AP/110151	12V-3.4Ah - Pb ORIGINALE
Defibrillatore Lifepack 500 (LP500) NON RICARICABILE	AP/110101-A	12V-7.5Ah - Litio
Defibrillatore Lifepack 500 (LP500) Cod. orig. 300-5380-030 NON RICAR.	AP/110101	12V-7.5Ah - Litio ORIGINALE
Defibrillatore Lifepack 500 (LP500) Cod. orig. 300-5379-002	AP/110103	8V-2.5Ah - Pb ORIGINALE
Defibrillatore Lifepack 1000 (LP1000)	AP/110305-O	Litio ORIGINALE
Defibrillatore CR+	AP/110259	12V-1.5Ah - Litio ORIGINALE
Pulsossimetro Lifestat 200/1600	AP/110068	8V-2.5Ah - Pb
Monitor VSM2 - ECG Print	AP/110063	14.4V-2Ah - NC

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
PRIMEDIC/METRAX		
Defibrillatore B - Con NTC	AP/110069-N	14.4V-1.5Ah – NC
Defibrillatore ECO1, Dm 1, 3, 10, 10-12, 30-12, M240	AP/110138	14.4V-1.7Ah – NC Solo inserto batterie
	AP/110139	14.4V-1.7Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
PROTOCOL		
Propaq 102EL, 104, 106, 202EL, 204EL, 206EL, Monitor con SpO2	AP/110205	8V-5Ah – Pb Completa con print board
	AP/2x328025	8V-5Ah – Pb Solo inserto senza print board
	AP/110205-U	8V-5Ah – Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
Propaq 100-106 (batteria singola)	AP/110265	8V-2.5Ah – Pb Completa con print board
	AP/110265-U	8V-2.5Ah – Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
PURITAN BENNETT		
Ventilatore polmonare 840	AP/110319	24V-7.0Ah – Pb
	AP/110319-U	24V-7.0Ah – Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
RADIOMETER		
Pulsossimetro OXY 3	AP/366012	6V-1.2Ah – Pb
REFLOLUX		
Glucosimetro S Con batterie alcaline 4LR44	AP/201168	6V-0.145Ah – Alcaline
	AP/204005	6V-0.170Ah – Litio
RIESTER		
Batteria originale ri-accu 10680 – batteria impugnatura Tipo AA	AP/110930	2.5V – NC ORIGINALE
Batteria originale ri-accu 10681 – batteria impugnatura Tipo C 10670/10671	AP/110931	2.5V – NC ORIGINALE
Batteria originale ri-accu 10682 – batteria impugnatura Tipo C 10670/10671	AP/110932	3.5V – NC ORIGINALE
Batteria originale ri-accu 10683 – impugnatura plug-in	AP/110933	2.5V – NC ORIGINALE
Batteria originale ri-accu 10684 – impugnatura plug-in	AP/110934	3.5V – NC ORIGINALE
ROZINN		
Registratore ECG lungo monitoraggio	AP/110159-U	9.6V-0.6Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
SANOL		
Portamed Mini	AP/110070	24V-0.6Ah – NC Solo inserto batterie
SCHILLER		
Cardiograph CV3/CV6	AP/110071	9.6V-1.8Ah – NC
AT1, Spirovit 1, SP1, P80, AT101 Tipo 683198	AP/331012	12V-1.2Ah - Pb
AT2, AT6 ECG, monitor CM8, Cardiovit SC100, monitor funzione polmonare SP200	AP/301013	12V-2.2Ah – Pb
ECG AT 3	AP/110072	9.6V-0.6Ah – NC
AT4, AT5	AP/110073	9.6V-1.2Ah - NiMH

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
AT104	AP/110253	7.2V-0.6Ah – NC
Batteria di backup per AT6 (litio)	AP/204025-V	3V – Litio
AT10	AP/399067	12V-0.8Ah – Pb
AT10+ / Cardiovit	AP/110314	9.6V-2.7Ah – NiMH
Monitor pressorio BR102	AP/110074	4.8V-0.65Ah – NC
Defibrillatore Defigard 1000, 2000, 2002, FRED	AP/110085-A	12V-1.9Ah – NC
	AP/110085	12V-1.9Ah – NC ORIGINALE
Defibrillatore FRED	AP/110119	18V-4.75Ah – Li Mno2 ORIGINALE
Defibrillatore Defigard 5000 Tipo 4-07-0009/614132	AP/110301-O	10.8V-4.3Ah – Li Ion ORIGINALE
Defibrillatore Easyport	AP/110302-O	12V – Litio ORIGINALE
SCHIWAL/ MGVG		
Schiwamatic 3000/7000	AP/110053	12V-0.6Ah – NC
	AP/110075	12V-2Ah - NC
Schiwamatic 7000/9000	AP/110054	6V-2Ah – NC
SECA		
Bilancia 717	AP/110160	7.2V-1.45Ah NiMH
Bilancia 909, 944, 959, ecc.	AP/110161	7.2V-0.6Ah – NC
	AP/110161-X	7.2V-1.1Ah - NC
Cardiotest 3300/3600/6300	AP/110163	12V-1.7Ah - NC
SERVOX		
Vibratore laringeo 1296/Speed Aid Inton Tipo 20ZU1015	AP/110204	7.2V-0.25Ah – NiMH
SHERWOOD		
Pompa nutrizione Kangaroo 224/324	AP/110099	7.2V-1.3Ah – NC
Pompa nutrizione Kangaroo 624	AP/110311	7.2V-1.45Ah – NiMH
Pompa nutrizione Kangaroo 2000	AP/110133	3.6V-1.8Ah – NC
SIEMENS		
Defibrillatore Sirecard P, Theracard PM, TM	AP/110076	12V-4Ah – NC
Monitor Sirecust 311	AP/358035	8V-3.5Ah – Pb
ECG Writer Megacard	AP/301010	6V-4.5Ah – Pb
Monitor Sirecust 610-630	AP/328025	8V-2.5Ah – Pb
Monitor Sicard 440/460	AP/326010	6V-1Ah – Pb
Monitor SC5000/SC6000/SC7000, Gamma XL	AP/399001	12V-2Ah – Pb
Monitor SC7000/SC9000	AP/110077	2x6V-1.4Ah – NC
Monitor Infinity SC6000XL/SC6002XL	AP/399001	12V-2Ah – Pb
Monitor SC9000	AP/110083	12V-4.5Ah – NC
Monitor SC8000	AP/301013	12V-2.2Ah – Pb
Monitor SC7000XL/SC9000XL esterna	AP/399013	12V-2.1Ah – Pb
Monitor SC7000XL/SC9000XL interna	AP/301002	12V-3.4Ah – Pb
Monitor SC6002XL/SC6802XL	AP/110196	14.4V-4.4Ah – Li Ion
Ventilatore 710	AP/301013	12V-2.2Ah – Pb
Cardiostat 31/31S	AP/301013	12V-2.2Ah – Pb

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
Ventilatore 740	AP/326065	6V-6.5Ah – Pb
Ventilatore polmonare Servo 300	AP/399004	12V-2Ah – Pb
Sicard	AP/301006	6V-1.3Ah – Pb
Batteria di backup per Sicard 740	AP/204047P	3V – Litio
Monitor terapia intensiva Servo i, Servo s Tipo 6487180E407E	AP/110203-O	12V-4.0Ah – NiMH ORIGINALE Senza indicatore di carica
SIMONSEN & WHEEL		
Defibrillatore DMS 600	AP/110091	19.2V-1.3Ah – NC
Defibrillatore DMS 700, 730, 750 Cardio Aid	AP/110078	12V-3Ah – NC
Defibrillatore DMS 730/750 vecchia generazione	AP/110127	12V-2.3Ah – NC
Defibrillatore Defi 2	AP/110079	12V-1.3Ah – NC
Pulsoxy 503	AP/301006	6V-1.3Ah – Pb
Defibrillatore Cardio Aid	AP/110086-A	12V-1.7Ah – NC
Zoll NTP	AP/110126	12V-4Ah – NC
SOEHNGEN		
Pompa aspirazione Senza clip laterale	AP/399038	12V-3.3Ah – Pb
SOEHNLE		
Bilancia S10-2720	AP/110188	20.4V-1.7Ah – NC
Bilancia S20-2760	AP/110317	6.0V-1.2Ah – NC
DE SOUTTER		
Avvitatore chirurgico SBX-500	AP/110154	8.4V-1.25Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
	AP/110153	8.4V-1.25Ah – NC Solo inserto batterie
SPACELABS		
Monitor pressorio portatile	AP/204006	3V- Litio
Monitor Pc Express 90305/90306/90308	AP/399040	12V-2Ah – Pb Tipo ciclico
SL1030/SL1050	AP/110254	12V-2.45Ah - NiMH
STIEGELMEYER		
Letto ospedaliero VITANO	AP/110228	24V-1.3Ah – Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
Letto ospedaliero EPOSTYLE	AP/110327	24V-1.3Ah – Pb Solo rigenerazione (inviare originali)
STIERLEN MAQUET		
Tavolo operatorio (telecomando) D7550	AP/110080	10.8V-0.7Ah - NiMH
STORZ		
Caschetto luminoso	AP/110192	6V-2Ah – NC
STRYKER		
Strumenti chirurgici tipo 2115	AP/110246	9.6V-1.25Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Strumenti chirurgici tipo 4112	AP/110247	9.6V-0.5Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Strumenti chirurgici tipo 4115	AP/110248	9.6V-1.2Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali) e solo per batterie della prima generazione (senza chip)

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
Strumenti chirurgici tipo 4212	AP/110255	9.6V-0.5Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali) e solo per batterie simili a AP/110247, ma senza print board (Tipo 4112)
Strumenti chirurgici tipo 4222-110	AP/110287	9.6V-0.5Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Strumenti chirurgici tipo 4126-110	AP/110288	9.6V-1.2Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Strumenti chirurgici tipo 400-650 – Powerpack T4	AP/110289	6V-4.0Ah – NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
	AP/110289-I	6V-4.0Ah – NiMH Solo inserto batterie
SYNTHESES		
Trapano tipo 530200	AP/110231	12V-1.25Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
Trapano tipo 532003	AP/110232	12V-0.5Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
TERUMO		
Pompa infusione SCT 503/508/523	AP/110145	9.6V-1.8Ah – NC
Pompa infusione TE 311/ 312	AP/110168	9.6V-1.1Ah – NC
	AP/110168-X	9.6V-2.1Ah - NiMH
TRI MED		
Tester AC	AP/110081	10.8V-2Ah – NC
UNIPHY		
Modello 409	AP/110243	12V-2.1Ah – NC
	AP/110243-X	12V-3Ah - NiMH
VÖLKER		
Letto paziente S960	AP/399029	6V-5Ah – Pb
WEINER		
Sollevatore paziente Omnilift G2 (richiede 3 unità)	AP/356043	6V-4.2Ah - Pb
WEINMANN		
Pompa aspirazione Accuvac	AP/301004	12V-7.2Ah – Pb
Pompa aspirazione Accuvac Rescue Basic	AP/301002	12v-3.4Ah – Pb
Pompa aspirazione Accuvac Rescue	AP/110084-O	12V-3Ah – NC ORIGINALE
Medumat Variable 4	AP/204048	3.6V-5.5Ah - Litio
Oxycount mini WM90406/WM99206	AP/110258-U	7.2V-0.6Ah – NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
SomnoCheck W94051	AP/110323-U	7.2V-0.72Ah – NiMH Solo rigenerazione (inviare originali)
WELCH ALLYN		
70750/71500/72000	AP/110916-A	2.4V-1.05Ah – NiMH
70750/71500/72000	AP/110916	2.4V NC ORIGINALE
72100	AP/110915-AN	2.4V-0.7Ah – NiMH
72200	AP/110910-AN	3.6V-0.70Ah – NiMH
72200	AP/110910	3.5V-0.75Ah – NC ORIGINALE
72250, LumiView 75200	AP/110913	3.6V-1.8Ah – NC ORIGINALE
72250, LumiView 75200	AP/110118	3.6V-1.8Ah – NC Solo rigenerazione (inviare originali)
72300	AP/110912-AN	3.6V-0.70Ah – NiMH

APPARECCHIO	CODICE	DESCRIZIONE
72300	AP/110912	3.5V-0.75Ah – NC ORIGINALE
72600	AP/110911-A	2.5V-1.1Ah - NC
72600	AP/110911	2.5V-0.7Ah – NC ORIGINALE
72700	AP/110165	7.2V-0.13Ah - NC
72900 per MT2	AP/110914-A	2.4V-0.6Ah – NC
72900 per MT2	AP/110914	2.4V – NC ORIGINALE
71960	AP/110919	3.7V – Li Ion ORIGINALE
72420 per Sureflight 141010	AP/110920	3.7V – Li Ion ORIGINALE
Tipo 5200-84	AP/110918-A	6V-4.5Ah – Pb
Tipo 5200-84	AP/110918	6V-4.5Ah – Pb ORIGINALE
Monitor parametri vitali (VSM) 300, 5300, 53NOP, 53OTO, 53000	AP/110921	6V-4.5Ah – Pb ORIGINALE
Monitor parametri vitali (VSM) 300, 5300, 53NOP, 53OTO, 53000	AP/110921-1	6V-4.5Ah – Pb
Monitor parametri vitali Spot LXI (VSM)-4500-84 Tipo 400F32	AP/110922	6V-6.0Ah – Pb ORIGINALE
Monitor parametri vitali Spot LXI (VSM)-4500-84 Tipo 400F32	AP/110922-A	6V-6.0Ah – Pb
Defibrillatore AED 10 Tipo 001852	AP/110249	12V-2.6Ah – Litio ORIGINALE
Defibrillatore AED 10 Tipo 001852	AP/110249-A	12V-2.8Ah – Litio
Defibrillatore AED 20 Tipo 001830	AP/110250	12V-5.2Ah – Litio ORIGINALE
Defibrillatore AED 20 Tipo 001829	AP/110229	12V-2Ah – NiMH ORIGINALE
Defibrillatore MRL PIC40/PIC50	AP/110266-U	12V-3.8Ah – NiMH Rigenerazione Superpac (inviare originali)
	AP/110266-UK	12V-1.8Ah – NC Rigenerazione Smartpac plus (inviare originali)
	AP/110266	12V-4Ah - NiMH ORIGINALE
ZOLL		
Defibrillatore NTP2, PD1400, PD1600, PD1700	AP/110087	10V-2.5Ah – Pb
Defibrillatore PD900, PD1200	AP/110132	12V-2.5Ah - Pb
Defibrillatore AED Plus (richiede 10 unità)	AP/204001	3.0V - Litio