

N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY
 Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071
 www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

Isolatore di segnale Video Composito e S-Video di grado medicale



**Canale video composito “BNC” e S-Video “Mini Din 4 poli” isolato galvanicamente.
 Si connettono i segnali sui connettore verdi e li si preleva galvanicamente isolati dai
 connettore rossi.**

Caratteristiche	
Tensione di alimentazione	230 V AC +/- 10% , 50 – 60 Hz
Consumo	10 VA
Impedenza d'ingresso / uscita	75 Ohm / 75 Ohm
Tensione in ingresso	1,0 Vpp
Accoppiamento ingresso / uscita	AC / AC
Amplificazione	1 a 75 Ohm
Risposta in frequenza	Da 20 Hz a 9 MHz (-3db)
Rigidità dielettrica	4000 Veff AC
Dimensioni / Peso	240 x 157 x 48 mm / 1.45 Kg
Certificazioni	Conforme direttiva 93/42/EEC