

N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY
 Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071
 www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

Isolatore di segnale audio di grado medicale



2 canali audio isolati galvanicamente.

Si connette 2 segnali audio mono (o 1 stereo) sul connettore verde e lo si preleva galvanicamente isolato dal connettore rosso.

Caratteristiche	
Tensione di alimentazione	230 V AC +/- 10% , 50 – 60 Hz
Consumo	10 VA
INPUT	Dispositivo Medico
Impedenza d'ingresso	3.5 kOhm
Tensione di alimentazione	DC 2,0 V +/- 0.1 V, max 40 mA
Tensione in ingresso	1 Vpp AC
OUTPUT	Dispositivo NON Medico
Impedenza di uscita	Circa 100 Ohm
Ampiezza di banda	< +/- 0.5 dB, 2 Hz – 20 kHz
Crosstalk	< -85 dB
THD + N	< 0.01 % ad 1 kHz

N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY
Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071
www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

Caratteristiche	(segue)
Dimensioni / Peso	340 x 157 x 48 mm / 2,2 kg
Certificazioni	Conforme direttiva 93/42/EEC
Classe di protezione	IP 30