

N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY
 Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071
 www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

Isolatore di segnale video digitale HD-SDI di grado medicale



Canale video digitale “HD-SDI” isolato galvanicamente.

Si connette un segnale video HD-SDI sul connettore verde e lo si preleva galvanicamente isolato dal connettore rosso.

Caratteristiche	
Tensione di alimentazione	230 V AC +/- 10% , 50 – 60 Hz
Consumo	10 VA
Impedenza d'ingresso / uscita	75 Ohm / 75 Ohm
Tensione in ingresso	0.8 Vpp
Accoppiamento ingresso / uscita	AC / AC
Amplificazione	1 a 75 Ohm
Risposta in frequenza	1,485 Gbit/s
Rigidità dielettrica	4000 Veff AC
Dimensioni / Peso	240 x 157 x 48 mm / 1.45 Kg
Certificazioni	Conforme direttiva 93/42/EEC
Classe di protezione	IP 30