

N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY  
Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071  
www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

## **Isolatore e splitter di segnale video VGA di grado medicale**



Si connette un segnale video VGA sul connettore in ingresso e si prelevano 2 segnali VGA galvanicamente isolati.

<b>Caratteristiche</b>	
<b>Tensione di alimentazione</b>	<b>100 - 240 V AC +/- 10%</b>
<b>Connettore in ingresso</b>	<b>1 x HD 15, femmina</b>
<b>Connettori in uscita</b>	<b>2 x DVI-I femmina, VGA con adattatori forniti</b>
<b>Segnale DDC</b>	<b>5 Vp-p</b>
<b>Segnale in ingresso</b>	<b>0.7 Vp-p, VGA standard</b>
<b>Segnale di Sync in Ingresso</b>	<b>5 Vp-p, VGA standard</b>
<b>Isolamento galvanico</b>	<b>4 kV fra input VGA e linea di alimentazione</b>
<b>Risoluzioni supportate</b>	<b>Fino a 1024 x 768 @ 60 Hz</b>
<b>Dimensioni</b>	<b>197 x 170 x 43 mm</b>
<b>Certificazioni</b>	<b>Conforme direttive 60601-1, 60601-1-2, CE, RoHs, WEEE, 60950-1</b>
<b>Temperatura di funzionamento</b>	<b>Da 0 °C a 45 °C senza degradazione immagine</b>