

N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY
 Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071
 www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

Trasformatore di isolamento per applicazioni medicali



Caratteristiche	
Tensione di alimentazione IN / OUT	Primario 230 V / Secondario 230 V , 50 – 60 Hz
Tagli di potenza – Modelli -	300 VA / 600 VA / 1000 VA / 1500 VA / 2000 VA
Classe di protezione	IP20
Peso (secondo modello)	6.6 Kg / 9 Kg / 13.2 Kg / 18.2 Kg / 21.5 Kg
Uscite	5 x IEC 320 per i modelli 300 VA – 600 VA 7 x IEC 320 per i modelli da 1000 - 2000 VA
Corrente di dispersione del dispositivo (primario)	< 100 µA per i modelli fino a 1000 VA < 250 µA per i modelli 1500 - 2000 VA
Corrente di dispersione in uscita (secondario)	< 70 µA per i modelli fino a 600 VA < 100 µA per i modelli da 1000 - 2000 VA
Protezioni	Corto circuito (micro fusibile al primario) Limitatore di corrente elettronico al valore di corrente nominale
Certificazioni	EN 60601-1 (3rd Edition), EN 60601-1-2, EN 61558-1, EN 61558-2-4