

# BRACCIALI & PROLUNGHE NIBP



**noris**  
medical device networking

## BRACCIALI NIBP RIUSABILI CON CAMERA D'ARIA AD 1 TUBO



NON CONTENGONO  
LATTICE

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 13</p>	<p>8/08400 8/08401 8/08402 8/08403 8/08405 8/08404</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Cas Medical, Draeger, Fukuda-Kontron</b> (Amphora),  <b>Medtronic-PhysioControl</b> (Lifepack 12 vecchia generazione),  <b>Schiller-Bruker-Odam</b> (Defigard 1002-2002-6002, Physiogard TM910, Maglife C)</p>
	<p>8/08862 8/08863 8/08864 8/08865 8/08867 8/08866</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Kontron</b> (7170), <b>Mennen</b> (vecchia generazione - Amphora)  <b>Schiller-Odam-Bruker</b> (vecchia generazione)  <b>Spacelabs</b> (vecchia generazione)</p>
	<p>8/08551 8/08552 8/08553 8/08554 8/08556 8/08555</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>BCI</b> (Minitorr plus vecchia generazione), <b>Datascope</b> (vecchia generazione)</p>

**CONNETTORE**
**CODICE**
**DESCRIZIONE**

**Prolunga n. 3**

8/08130  
8/08131  
8/08132  
8/08133  
8/08135  
8/08134

Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●  
 Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●

Compatibile con:  
**Covidien - Tyco, Criticare** (503spot, 504plus, 504dx, 506dxn2, 506dxnp2),  
**Datascope, Draeger-Siemens-Electronique Medicale, GE-Marquette-Hellige, Medtronic-Physio Control** (Lifepak 20), Mindray (PM600-PM6000-PM7000-PM8000-PM9000-PM1000), **Philips Agilent - Hewlett Packard, RGB-Omicron-Oxydina, Spacelabs** (nuova generazione), **Zoll**



8/08730  
8/08731  
8/08745  
8/08732  
8/08785  
8/08733

Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●  
 Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●

Compatibile con:  
**Ge Marquette - Hellige**


**Prolunga n. 6**

8/08884  
8/08885  
8/08886  
8/08883  
8/08882  
8/08887

Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●  
 Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●

Compatibile con:  
**Nonin** (2120), **Welch Allyn - Protocol** (Propaq), **Zoll** (serie M)


**Prolunga n. 5**

8/08450  
8/08451  
8/08452  
8/08453  
8/08455  
8/08454

Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●  
 Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●

Compatibile con:  
**BCI** (Minitorr Plus nuova generazione), **Schiller** (Argus VCM), **Welch Allyn** (Atlas - Spot)


**Prolunga n. 4**

8/08460  
8/08461  
8/08462  
8/08463  
8/08465  
8/08464

Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●  
 Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●

Compatibile con:  
**Ela Medical** (Agilis), **Nihon Kohden** (nuova generazione)

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 1</p>	<p>8/08470 8/08471 8/08472 8/08473 8/08475 8/08474</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Colin, Covidien - Tyco</b> (NPB 5500),  <b>Fukuda - Kontron</b> (DS2000-3000-5000-7100-7300), <b>Gambro</b></p>
 <p>Prolunga n. 12</p>	<p>8/08776 8/08777 8/08778 8/08779 8/08781 8/08780</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>MEK</b> (MP700 - MP1000)</p>
 <p>Prolunga n. 3</p>	<p>8/08140 8/08141 8/08142 8/08143 8/08145 8/08144</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Schiller</b> (Argus LCM, LCM +, Argus PRO)</p>
	<p>8/08200 8/08201 8/08202 8/08203 8/08205 8/08204</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Cavi multiparametrici Integral Process</b> (connessione diretta senza prolunga) Lunghezza 1.50m</p>
	<p>8/08480 8/08481 8/08482 8/08483 8/08484</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>TUTTE LE MARCHE</b></p>

NON CONTENGONO  
LATTICE

## BRACCIALI RIUSABILI SENZA CAMERA D'ARIA AD 1 TUBO

CONNETTORE

CODICE

DESCRIZIONE



Prolunga n. 13

8/08300  
8/08301  
8/08302  
8/08303  
8/08304

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**Cas Medical, Draeger, Fukuda-Kontron** (Amphora),  
**Medtronic-PhysioControl** (Lifepak 12 vecchia generazione),  
**Schiller-Bruker-Odam** (Defigard 1002-2002-6002, Physiogard TM910,  
Maglife C)



8/08310  
8/08311  
8/08312  
8/08313  
8/08314

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**Kontron** (7170), **Mennen** (vecchia generazione - Amphora)  
**Schiller-Odam-Bruker** (vecchia generazione), **Spacelabs**  
(vecchia generazione)



8/08320  
8/08321  
8/08322  
8/08323  
8/08324

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**BCI** (Minitorr plus vecchia generazione), **Datascope** (vecchia generazione)








Prolunga n. 3

8/08330  
8/08331  
8/08332  
8/08333  
8/08334

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**Covidien - Tyco, Criticare** (503spot, 504plus, 504dx, 506dxn2, 506dxnp2),  
**Datascope, Draeger-Siemens-Electronique Medicale**  
**GE-Marquette-Hellige, Medtronic-Physio Control** (Lifepak 20),  
**Mindray** (PM600-PM6000-PM7000-PM8000-PM9000-PM1000),  
**Philips Agilent - Hewlett Packard, RGB-Omicron-Oxydina,**  
**Spacelabs** (nuova generazione), **Zoll**

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
	<b>8/08340</b> <b>8/08341</b> <b>8/08342</b> <b>8/08343</b> <b>8/08344</b>	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>Ge Marquette - Hellige</b>
 Prolunga n. 6	<b>8/08350</b> <b>8/08351</b> <b>8/08352</b> <b>8/08353</b> <b>8/08354</b>	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>Nonin (2120), Welch Allyn - Protocol (Propaq), Zoll (serie M)</b>
 Prolunga n. 5	<b>8/08360</b> <b>8/08361</b> <b>8/08362</b> <b>8/08363</b> <b>8/08364</b>	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>BCI (Minitorr Plus nuova generazione), Schiller (Argus VCM), Welch Allyn (Atlas - Spot)</b>
 Prolunga n. 4	<b>8/08370</b> <b>8/08371</b> <b>8/08372</b> <b>8/08373</b> <b>8/08374</b>	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>Ela Medical (Agilis), Nihon Kohden (nuova generazione)</b>
 Prolunga n. 1	<b>8/08380</b> <b>8/08381</b> <b>8/08382</b> <b>8/08383</b> <b>8/08384</b>	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>Colin, Covidien - Tyco (NPB 5500), Fukuda - Kontron (DS2000-3000-5000-7100-7300), Gambro</b>



**CONNETTORE**
**CODICE**
**DESCRIZIONE**

**Prolunga n. 12**

**8/08620**  
**8/08621**  
**8/08622**  
**8/08623**  
**8/08624**

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**MEK** (MP700 - MP1000)


**Prolunga n. 3**

**8/08390**  
**8/08391**  
**8/08392**  
**8/08393**  
**8/08394**

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**Schiller** (Argus LCM, LCM +, Argus PRO)



**8/08290**  
**8/08291**  
**8/08292**  
**8/08293**  
**8/08294**

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**TUTTE LE MARCHE**




# BRACCIALI SEMI-RIUSABILI "STAT-CHECK"

adulto/infant - senza camera d'aria ad 1 TUBO






confezione minima 10 pezzi



NON CONTENGONO  
LATTICE

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 13</p>	<p>8/08120 8/08110 8/08112 8/08113 8/08114</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Cas Medical, Draeger, Fukuda-Kontron</b> (Amphora),  <b>Medtronic-PhysioControl</b> (Lifepack 12 vecchia generazione),  <b>Schiller-Bruker-Odam</b> (Defigard 1002-2002-6002, Physiogard TM910,                      Maglife C)</p>
	<p>8/08868 8/08869 8/08870 8/08871 8/08872</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Kontron</b> (7170)  <b>Mennen</b> (vecchia generazione - Amphora)  <b>Schiller-Odam-Bruker</b> (vecchia generazione)  <b>Spacelabs</b> (vecchia generazione)</p>
	<p>8/08557 8/08558 8/08559 8/08560 8/08561</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>BCI</b> (Minitorr plus vecchia generazione),  <b>Datascope</b> (vecchia generazione)</p>



CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 3</p>	8/08641 8/08642 8/08643 8/08644 8/08645	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>Covidien - Tyco, Criticare</b> (503spot, 504plus, 504dx, 506dxn2, 506dxnp2), <b>Datascope, Draeger-Siemens-Electronique Medicale</b> <b>GE-Marquette-Hellige, Medtronic-Physio Control</b> (Lifepak 20), <b>Mindray</b> (PM600-PM6000-PM7000-PM8000-PM9000-PM1000), <b>Philips Agilent - Hewlett Packard, RGB-Omicron-Oxydina, Spacelabs</b> (nuova generazione), <b>Zoll</b>
	8/08729 8/08734 8/08735 8/08728 8/08736	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>Ge Marquette - Hellige</b>
 <p>Prolunga n. 6</p>	8/08888 8/08889 8/08890 8/08891 8/08892	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>Nonin</b> (2120), <b>Welch Allyn - Protocol</b> (Propaq), <b>Zoll</b> (serie M)
 <p>Prolunga n. 5</p>	8/08721 8/08722 8/08723 8/08724 8/08725	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>BCI</b> (Minitorr Plus nuova generazione), <b>Schiller</b> (Argus VCM), <b>Welch Allyn</b> (Atlas - Spot)
 <p>Prolunga n. 4</p>	8/08715 8/08716 8/08717 8/08718 8/08719	Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ● Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ● Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ● Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ● Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●  Compatibile con: <b>Ela Medical</b> (Agilis), <b>Nihon Kohden</b> (nuova generazione)

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 1</p>	<p>8/08650 8/08651 8/08652 8/08653 8/08654</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Colin, Covidien - Tyco</b> (NPB 5500), <b>Fukuda - Kontron</b> (DS2000-3000-5000-7100-7300), <b>Gambro</b></p>
	<p>8/08180 8/08181 8/08182 8/08183 8/08184</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>TUTTE LE MARCHE</b></p>

# BRACCIALI MONOPAZIENTE "COMFORT-CHECK"

adulto/infant - senza camera d'aria ad 1 TUBO






confezione minima 10 pezzi



NON CONTENGONO  
LATTICE

Bracciali &  
Prolunghe Nibp

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 13</p>	<p>8/08210 8/08211 8/08213 8/08214 8/08215</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Cas Medical, Draeger, Fukuda-Kontron</b> (Amphora),  <b>Medtronic-PhysioControl</b> (Lifepack 12 vecchia generazione),  <b>Schiller-Bruker-Odam</b> (Defigard 1002-2002-6002,                      Physiogard TM910, Maglife C)</p>
	<p>8/08216 8/08217 8/08218 8/08219 8/08220</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Kontron</b> (7170), <b>Mennen</b> (vecchia generazione - Amphora),  <b>Schiller-Odam-Bruker</b> (vecchia generazione),  <b>Spacelabs</b> (vecchia generazione)</p>
	<p>8/08221 8/08222 8/08223 8/08224 8/08225</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>BCI</b> (Minitorr plus vecchia generazione),  <b>Datascope</b> (vecchia generazione)</p>

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 3</p>	<p>8/08226 8/08227 8/08228 8/08229 8/08230</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Covidien - Tyco, Criticare</b> (503spot, 504plus, 504dx, 506dxn2, 506dxnp2),  <b>Datascope, Draeger-Siemens-Electronique Medicale</b>  <b>GE-Marquette-Hellige, Medtronic-Physio Control</b> (Lifepak 20),  <b>Mindray</b> (PM600-PM6000-PM7000-PM8000-PM9000-PM1000),  <b>Philips Agilent - Hewlett Packard, RGB-Omicron-Oxydina,</b>  <b>Spacelabs</b> (nuova generazione), <b>Zoll</b></p>
	<p>8/08231 8/08232 8/08233 8/08234 8/08235</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Ge Marquette - Hellige</b></p>
 <p>Prolunga n. 6</p>	<p>8/08236 8/08237 8/08238 8/08239 8/08240</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Nonin</b> (2120), <b>Welch Allyn - Protocol</b> (Propaq), <b>Zoll</b> (serie M)</p>
 <p>Prolunga n. 5</p>	<p>8/08241 8/08242 8/08243 8/08244 8/08245</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>BCI</b> (Minitorr Plus nuova generazione), <b>Schiller</b> (Argus VCM),  <b>Welch Allyn</b> (Atlas - Spot)</p>
 <p>Prolunga n. 4</p>	<p>8/08246 8/08247 8/08248 8/08249 8/08250</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>Ela Medical</b> (Aglilis), <b>Nihon Kohden</b> (nuova generazione)</p>

CONNETTORE

CODICE

DESCRIZIONE




Prolunga n. 1

- 8/08251
- 8/08252
- 8/08253
- 8/08254
- 8/08255

- Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●
- Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●
- Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●
- Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●
- Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**Colin, Covidien - Tyco** (NPB 5500),  
**Fukuda - Kontron** (DS2000-3000-5000-7100-7300),  
**Gambro**

**BRACCIALI MONOPAZIENTE**  
 pediatrici/neonatali - senza camera d'aria ad 1 TUBO  
 confezione minima 10 pezzi



NON CONTENGONO  
LATTICE

CONNETTORE

CODICE

DESCRIZIONE



Prolunga n. 2

- 8/08116
- 8/08117
- 8/08118
- 8/08119
- 8/08121

- Circonferenza: 8-15cm (Pediatrico n. 5) Colore ●
- Circonferenza: 7-13cm (Pediatrico n. 4) Colore ●
- Circonferenza: 6-11cm (Pediatrico n. 3) Colore ●
- Circonferenza: 4-8cm (Neonatale n. 2) Colore ●
- Circonferenza: 3-6cm (Neonatale n. 1) Colore ●

Compatibile con:  
**TUTTE LE MARCHE**

## BRACCIALI RIUSABILI CON CAMERA D'ARIA A 2 TUBI



NON CONTENGONO  
LATTICE

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
<p>Prolunga n. 8</p>	<p>8/08000 8/08001 8/08002 8/08003 8/08005 8/08004</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>GE Critikon, Invivo MDE, Fukuda Kontron</b> (Amphora),  <b>Mennen</b> (Amphora),  <b>Nihon Kohden</b></p>
<p>Prolunga n. 7</p>	<p>8/08564 8/08565 8/08566 8/08567 8/08569 8/08568</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>GE Datex-Ohmeda</b></p>
<p>Prolunga n. 9 / 10</p>	<p>8/08737 8/08738 8/08739 8/08740 8/08749 8/08741</p>	<p>Circonferenza: 42-52cm (adulto coscia) Colore ●            Circonferenza: 34-44cm (adulto grande) Colore ●            Circonferenza: 27-35cm (adulto standard) Colore ●            Circonferenza: 20,5-28,5cm (adulto piccolo) Colore ●            Circonferenza: 14-21cm (infant standard) Colore ●            Circonferenza: 9-15cm (lattante) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>GE Marquette Hellige</b></p>




# BRACCIALI RIUSABILI SENZA CAMERA D'ARIA A 2 TUBI

NON CONTENGONO  
LATTICE

CONNETTORE

CODICE

DESCRIZIONE



Prolunga n. 8

8/08750  
8/08751  
8/08752  
8/08753  
8/08754

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**GE Critikon, Invivo MDE, Fukuda Kontron** (Amphora),  
**Mennen** (Amphora),  
**Nihon Kohden**



Prolunga n. 7

8/08760  
8/08761  
8/08762  
8/08763  
8/08764

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**GE Datex-Ohmeda**



Prolunga n. 9 / 10

8/08770  
8/08771  
8/08772  
8/08773  
8/08774

Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●  
 Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●  
 Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●  
 Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●  
 Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●

Compatibile con:  
**GE Marquette Hellige**

# BRACCIALI SEMI-RIUSABILI "STAT-CHECK"

adulto/infant - senza camera d'aria a 2 TUBI

confezione minima 10 pezzi



NON CONTENGONO  
LATTICE

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 8</p>	<p>8/08161 8/08162 8/08163 8/08164 8/08165</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>GE Critikon, Invivo MDE, Fukuda Kontron</b> (Amphora),  <b>Mennen</b> (Amphora), <b>Nihon Kohden</b></p>
 <p>Prolunga n. 7</p>	<p>8/08570 8/08571 8/08572 8/08573 8/08574</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>GE Datex-Ohmeda</b></p>
 <p>Prolunga n. 9 / 10</p>	<p>8/08746 8/08742 8/08743 8/08744 8/08747</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>GE Marquette Hellige</b></p>

# BRACCIALI MONOPAZIENTE "COMFORT-CHECK"

adulto/infant - senza camera d'aria a 2 TUBI

confezione minima 10 pezzi




NON CONTENGONO  
LATTICE


CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 8</p>	<p>8/08256 8/08257 8/08258 8/08259 8/08260</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>GE Critikon, Invivo MDE, Fukuda Kontron (Amphora),                      Mennen (Amphora),                      Nihon Kohden</b></p>
 <p>Prolunga n. 7</p>	<p>8/08261 8/08262 8/08263 8/08264 8/08265</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>GE Datex-Ohmeda</b></p>
 <p>Prolunga n. 9 / 10</p>	<p>8/08266 8/08267 8/08268 8/08269 8/08270</p>	<p>Circonferenza: 39-55cm (adulto coscia) Colore ●                      Circonferenza: 33-41cm (adulto grande) Colore ●                      Circonferenza: 26-33cm (adulto standard) Colore ●                      Circonferenza: 16-28cm (adulto piccolo) Colore ●                      Circonferenza: 11-22cm (infant standard) Colore ●</p> <p>Compatibile con:  <b>GE Marquette Hellige</b></p>

# BRACCIALI MONOPAZIENTE

pediatrici/neonatali senza camera d'aria a 2 TUBI  
confezione minima 10 pezzi



NON CONTENGONO  
LATTICE

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Prolunga n. 11</p>	<p>8/08167 8/08168 8/08169 8/08170 8/08171</p>	<p>Circonferenza: 8-15cm (Pediatrico n. 5) Colore ●            Circonferenza: 7-13cm (Pediatrico n. 4) Colore ●            Circonferenza: 6-11cm (Pediatrico n. 3) Colore ●            Circonferenza: 4-8cm (Neonatale n. 2) Colore ●            Circonferenza: 3-6cm (Neonatale n. 1) Colore ●</p> <p>Compatibile con: <b>TUTTE LE MARCHE</b></p>

## BRACCIALI RIUSABILI CON CAMERA D'ARIA ad 1 TUBO senza connettore



NON CONTENGONO  
LATTICE

MISURA	CODICE	DESCRIZIONE
Infant	3/ZC0111	Circonferenza 10-15cm
Pediatrico	3/ZC0112	Circonferenza 14-21.5cm
Adulto Piccolo	3/ZC0113	Circonferenza 20.5-28cm
Adulto Standard	3/ZC0114	Circonferenza 27-35cm
Adulto Standard Lungo	3/ZC0115	Circonferenza 34-44cm
Adulto Grande	3/ZC0116	Circonferenza 34-43cm
Adulto Grande Lungo	3/ZC0117	Circonferenza 41-51cm
Adulto Coscia	3/ZC0118	Circonferenza 42-54cm

## BRACCIALI RIUSABILI SENZA CAMERA D'ARIA ad 1 TUBO senza connettore



NON CONTENGONO  
LATTICE

MISURA	CODICE	DESCRIZIONE
Infant	3/ZC0011	Circonferenza 10-15cm
Pediatrico	3/ZC0012	Circonferenza 14-21.5cm
Adulto Piccolo	3/ZC0013	Circonferenza 20.5-28cm
Adulto Standard	3/ZC0014	Circonferenza 27-35cm
Adulto Standard Lungo	3/ZC0015	Circonferenza 34-44cm
Adulto Grande	3/ZC0016	Circonferenza 34-43cm
Adulto Grande Lungo	3/ZC0017	Circonferenza 41-51cm
Adulto Coscia	3/ZC0018	Circonferenza 42-54cm

## BRACCIALI MONOPAZIENTE ad 1 TUBO senza connettore



NON CONTENGONO  
LATTICE

MISURA	CODICE	DESCRIZIONE
Infant	3/ZC1011	Circonferenza 10-15cm
Pediatrico	3/ZC1012	Circonferenza 14-21.5cm
Adulto Piccolo	3/ZC1013	Circonferenza 20.5-28cm
Adulto Standard	3/ZC1014	Circonferenza 27-35cm
Adulto Standard Lungo	3/ZC1015	Circonferenza 34-44cm
Adulto Grande	3/ZC1016	Circonferenza 34-43cm
Adulto Grande Lungo	3/ZC1017	Circonferenza 41-51cm
Adulto Coscia	3/ZC1018	Circonferenza 42-54cm

## BRACCIALI MONOPAZIENTE NEONATALI ad 1 TUBO senza connettore



NON CONTENGONO  
LATTICE

MISURA	CODICE	DESCRIZIONE
Neonatale	3/ZC101A	Circonferenza 3.3-5.6cm
Neonatale	3/ZC101B	Circonferenza 4.2-7.1cm
Neonatale	3/ZC101C	Circonferenza 5.0-10.5cm
Neonatale	3/ZC101D	Circonferenza 6.9-11.7cm
Neonatale	3/ZC101E	Circonferenza 8.9-15.0cm



## BRACCIALI RIUSABILI CON CAMERA D'ARIA a 2 TUBI senza connettore



NON CONTENGONO  
LATTICE

### MISURA

### CODICE

### DESCRIZIONE

Infant	3/ZC0121	Circonferenza 10-15cm
Pediatrico	3/ZC0122	Circonferenza 14-21.5cm
Adulto Piccolo	3/ZC0123	Circonferenza 20.5-28cm
Adulto Standard	3/ZC0124	Circonferenza 27-35cm
Adulto Standard Lungo	3/ZC0125	Circonferenza 34-44cm
Adulto Grande	3/ZC0126	Circonferenza 34-43cm
Adulto Grande Lungo	3/ZC0127	Circonferenza 41-51cm
Adulto Coscia	3/ZC0128	Circonferenza 42-54cm

## BRACCIALI RIUSABILI SENZA CAMERA D'ARIA a 2 TUBI senza connettore



NON CONTENGONO  
LATTICE

### MISURA

### CODICE

### DESCRIZIONE

Infant	3/ZC0021	Circonferenza 10-15cm
Pediatrico	3/ZC0022	Circonferenza 14-21.5cm
Adulto Piccolo	3/ZC0023	Circonferenza 20.5-28cm
Adulto Standard	3/ZC0024	Circonferenza 27-35cm
Adulto Standard Lungo	3/ZC0025	Circonferenza 34-44cm
Adulto Grande	3/ZC0026	Circonferenza 34-43cm
Adulto Grande Lungo	3/ZC0027	Circonferenza 41-52cm
Adulto Coscia	3/ZC0028	Circonferenza 42-54cm

## BRACCIALI MONOPAZIENTE ad 2 TUBI senza connettore



NON CONTENGONO  
LATTICE

MISURA	CODICE	DESCRIZIONE
Infant	3/ZC1021	Circonferenza 10-15cm
Pediatrico	3/ZC1022	Circonferenza 14-21.5cm
Adulto Piccolo	3/ZC1023	Circonferenza 20.5-28cm
Adulto Standard	3/ZC1024	Circonferenza 27-35cm
Adulto Standard Lungo	3/ZC1025	Circonferenza 34-44cm
Adulto Grande	3/ZC1026	Circonferenza 34-43cm
Adulto Grande Lungo	3/ZC1027	Circonferenza 41-51cm
Adulto Coscia	3/ZC1028	Circonferenza 42-54cm

## BRACCIALI MONOPAZIENTE NEONATALI a 2 TUBI senza connettore








NON CONTENGONO  
LATTICE

MISURA	CODICE	DESCRIZIONE
Neonatale	3/ZC102A	Circonferenza 3.3-5.6cm
Neonatale	3/ZC102B	Circonferenza 4.2-7.1cm
Neonatale	3/ZC102C	Circonferenza 5.0-10.5cm
Neonatale	3/ZC102D	Circonferenza 6.9-11.7cm
Neonatale	3/ZC102E	Circonferenza 8.9-15.0cm

## BRACCIALE RIUSABILE CON CAMERA D'ARIA a 1 TUBO completo di connettore

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>203(M)</p>	3/ZC0114-203M	<p>Circonferenza: 27-35cm (adulto standard)</p> <p>Compatibile con:  <b>Covidien - Tyco, Criticare</b> (503spot, 504plus, 504dx, 506dxn2, 506dxnp2), <b>Datascope, Draeger-Siemens-Electronique Medicale, GE-Marquette-Hellige, Medtronic-Physio Control</b> (Lifepak 20), <b>Mindray</b> (PM600-PM6000-PM7000-PM8000-PM9000-PM1000), <b>Philips Agilent - Hewlett Packard, RGB-Omicron-Oxydina, Spacelabs</b> (nuova generazione), <b>Zoll</b></p>

## CONNETTORI PER BRACCIALI NIBP

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
	3/ZCC201	<p>Connettore Femmina in plastica</p> <p>Per:  <b>DATEX, GE-MARQUETTE</b></p>
	3/ZCC202	<p>Connettore Maschio in plastica</p> <p>Per:  <b>GE, DATEX-OHMEDA</b></p>
	3/ZCC203(M)	<p>Connettore Maschio in metallo</p> <p>Per:  <b>DATASCOPE, DRAEGER, COLIN, CSI, HP, MINDRAY, SIEMENS</b></p>
	3/ZCC203(P)	<p>Connettore Maschio in plastica</p> <p>Per:  <b>DATASCOPE, DRAEGER, COLIN, CSI, HP, MINDRAY, SIEMENS</b></p>
	3/ZCC208	<p>Connettore Maschio in plastica</p> <p>Per:  <b>CRITIKON, DINAMAP</b></p>

## PROLUNGHE PER BRACCIALI NIBP AD 1 TUBO

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 1</p>	<b>8/A015ZZ</b> <b>8/A016ZZ</b>	Colore ● Lunghezza 3,50m Colore ● Lunghezza 1,50m Compatibile con: <b>COLIN, TYCO-NELCOR</b> (NPB5500), <b>FUKUDA-KONTRON</b> (DS2000-3000-5000-7100-7300)
	<b>8/A007ZZ</b>  <b>8/A008ZZ</b>	Colore ● Lunghezza 3,50m - Costituita da: 1x prolunga 8/A015ZZ + 1x adattatore 8/A020ZZ per monitor vecchia generazione  Colore ● Lunghezza 1,50m - Costituita da: 1x prolunga 8/A016ZZ + 1x adattatore 8/A020ZZ per monitor vecchia generazione Compatibile con: <b>COLIN</b> <b>Tipologia paziente: Adulto</b>
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 2</p>	<b>8/AL012Z</b>	Colore ● Lunghezza 3,50m Può essere utilizzato con i bracciali monouso adulto Compatibile con: <b>COLIN, TYCO-NELCOR</b> (NPB5500), <b>FUKUDA-KONTRON</b> (DS2000-3000-5000-7100-7300)
	<b>8/AL007Z</b>	Colore ● Lunghezza 3,50m Costituita da: 1x prolunga 8/A012ZZ + 1x adattatore 8/A020ZZ per monitor vecchia generazione Può essere utilizzato con i bracciali monouso adulto Compatibile con: <b>COLIN</b>  <b>Tipologia paziente: Neonato</b>
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 3</p>	<b>8/08050</b>	Colore ● Lunghezza 3,00m  Compatibile con: <b>COVIDIEN – TYCO – NELCOR, CRITICARE, DATASCOPE, MINDRAY</b> (PM6000-7000-8000-9000-1000), <b>PHILIPS MEDICAL -AGILENT-H.P.</b> (A1-A3-C1), <b>SPACELABS</b>  <b>Tipologia paziente: Adulto</b>
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 2</p>	<b>8/08057</b>	Colore ● Lunghezza 3,00m  Compatibile con: <b>COVIDIEN – TYCO – NELCOR, CRITICARE, DATASCOPE, FUKUDA-</b> <b>KONTRON</b> (Amphora adulto&neonato), <b>MINDRAY</b> (PM6000-7000- 8000-9000-1000), <b>PHILIPS MEDICAL-AGILENT-H.P.</b> (A1-A3-C1), <b>SCHILLER</b> (Argus LCM, LCM+, Argus PRO), <b>ZOLL</b> (Serie M).  <b>Tipologia paziente: Neonato</b>
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 3</p>	<b>8/08033</b>	Colore ● Lunghezza 3,00m  Compatibile con: <b>DRAEGER-SIEMENS</b> (SC6000-7000-8000-9000, Infinity).  <b>Tipologia paziente: Adulto</b>


**CONNETTORE**
**CODICE**
**DESCRIZIONE**


Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 2

**8/08034**

Colore ● Lunghezza 3,00m

 Compatibile con:  
**DRAEGER-SIEMENS** (SC6000-7000-8000-9000, Infinity).


**Tipologia paziente: Neonato**


Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 12 / 5

**8/08040**

Colore ● Lunghezza 3,00m

 Compatibile con:  
**MEK** (MP700-MP7000), **SCHILLER** (Argus VCM).


**Tipologia paziente: Adulto**


Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 2

**8/08039**

Colore ● Lunghezza 3,00m

 Compatibile con:  
**MEK** (MP700-MP7000), **SCHILLER** (Argus VCM).

**Tipologia paziente: Neonato**


Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 3

**8/08032**

Colore ● Lunghezza 3,00m

 Compatibile con:  
**MEDTRONIC-PHYSIO CONTROL** (Lifepak 20),  
**RGB-OMICRON-OXYDINA**, **SCHILLER** (Argus LCM, LCM+, Argus PRO).

**Tipologia paziente: Adulto**


Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 2

**8/08010**

Colore ● Lunghezza 3,00m

 Compatibile con:  
**MEDTRONIC-PHYSIO CONTROL** (Lifepak 20),  
**RGB-OMICRON-OXYDINA**, **SPACELABS** (Ultraview).

**Tipologia paziente: Neonato**


CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
<p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 3</p>	8/08049	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>MINDRAY</b> (PM6000), <b>PHILIPS MEDICAL-AGILENT-H.P.</b> (escluso A1-A3)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
<p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 2</p>	8/08031	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>MINDRAY</b> (PM6000), <b>PHILIPS MEDICAL-AGILENT-H.P.</b> (escluso A1-A3)</p> <p><b>Tipologia paziente: Neonato</b></p>
<p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 4</p>	8/08052	<p>Colore ● Lunghezza 3,50m</p> <p>Compatibile con: <b>NIHON KOHDEN</b> (nuova generazione)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
<p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 2</p>	8/08053	<p>Colore ● Lunghezza 1,50m</p> <p>Compatibile con: <b>NIHON KOHDEN</b> (nuova generazione)</p> <p><b>Tipologia paziente: Neonato</b></p>
<p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 5</p>	8/08046	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>WELCH ALLYN</b> (Atlas)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>



CONNETTORE

CODICE

DESCRIZIONE



Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 6

8/08045

Colore ● Lunghezza 3,00m

Compatibile con:  
**WELCH ALLYN** (Propaq)

**Tipologia paziente: Adulto**




Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 2

8/08011

Colore ● Lunghezza 3,00m

Compatibile con:  
**WELCH ALLYN** (Propaq)

**Tipologia paziente: Neonato**



Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 6

8/08027

Colore ● Lunghezza 3,00m

Compatibile con:  
**ZOLL** (Serie M)

**Tipologia paziente: Adulto**


## PROLUNGHE PER BRACCIALI NIBP A 2 TUBI

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 8</p>	8/08070	<p>Colore ● Lunghezza 3,60m</p> <p>Compatibile con: <b>FUKUDA-KONTRON, GE MEDICAL-CRITIKON</b> (vecchia generazione), <b>INVIVO MDE, MENNEN, NIHON KOHDEN</b> (vecchia generazione)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 7</p>	8/08014	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>GE DATEX</b> (S/5, nuova generazione 14IMM, 14IMM FM, 14IMM Light)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 7</p>	8/08055	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>GE DATEX-OHMEDA</b></p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 11</p>	8/08028	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>GE DATEX-OHMEDA</b></p> <p><b>Tipologia paziente: Neonato</b></p>
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 8</p>	8/08077	<p>Colore ● Lunghezza 3,60m</p> <p>Compatibile con: <b>GE MEDICAL - CRITIKON</b> (Dinamap PRO)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p>Lato Bracciale Lato Monitor Prolunga n. 11</p>	8/08025	<p>Colore ● Lunghezza 3,50m</p> <p>Compatibile con: <b>GE MEDICAL - CRITIKON</b> (Dinamap PRO)</p> <p><b>Tipologia paziente: Neonato</b></p>

CONNETTORE

CODICE

DESCRIZIONE



Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 9

8/08056

Colore ● Lunghezza 3,00m

Compatibile con:  
**GE MEDICAL, MARQUETTE** (Eagle 4000)

**Tipologia paziente: Adulto**



Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 10

8/08030

Colore ● Lunghezza 3,60m

Compatibile con:  
**GE MEDICAL – MARQUETTE** (Eagle 3000, Dash 2000-3000-4000, Moduli TRAM)

**Tipologia paziente: Adulto**



Lato Bracciale Lato Monitor  
Prolunga n. 11

8/08029

Colore ● Lunghezza 2,40m

Compatibile con:  
**GE MEDICAL – MARQUETTE** (Eagle 3000, Dash 2000-3000-4000, Moduli TRAM)

**Tipologia paziente: Neonato**

## PROLUNGHE PER BRACCIALI NIBP RIUSABILI E SEMI-RIUSABILI AD 1 TUBO

con connettore universale per tutte le marche

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p style="display: flex; justify-content: space-around;"><span>Lato Bracciale</span> <span>Lato Monitor</span></p>	<b>8/08950</b>	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>COLIN – COVIDIEN/TYCO/NELLCOR</b> (NPB5500)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p style="display: flex; justify-content: space-around;"><span>Lato Bracciale</span> <span>Lato Monitor</span></p>	<b>8/08951</b>	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>COVIDIEN/TYCO/NELLCOR – CRITICARE – DATASCOPE – MINDRAY</b> (PM600, PM7000, PM8000, PM9000, PM1000) – <b>SPACELABS – ZOLL</b> (Serie M)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p style="display: flex; justify-content: space-around;"><span>Lato Bracciale</span> <span>Lato Monitor</span></p>	<b>8/08953</b>	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>DRAEGER/SIEMENS</b> (SC6000, SC7000, SC8000, SC9000, Infinity)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p style="display: flex; justify-content: space-around;"><span>Lato Bracciale</span> <span>Lato Monitor</span></p>	<b>8/08954</b>	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>MEDTRONIC/PHYSIO CONTROL</b> (LifePack 20)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p style="display: flex; justify-content: space-around;"><span>Lato Bracciale</span> <span>Lato Monitor</span></p>	<b>8/08955</b>	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>MEK</b> (MP700, MP1000) -</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>

**CONNETTORE**
**CODICE**
**DESCRIZIONE**


Lato Bracciale



Lato Monitor

**8/08957**

Colore ● Lunghezza 3,00m

 Compatibile con:  
**MINDRAY (PM6000) – PHILIPS/AGILENT/HP**
**Tipologia paziente: Adulto**


Lato Bracciale



Lato Monitor

**8/08958**

Colore ● Lunghezza 3,00m

 Compatibile con:  
**NIHON KOHDEN (Nuova generazione)**
**Tipologia paziente: Adulto**


Lato Bracciale



Lato Monitor

**8/08963**

Colore ● Lunghezza 3,00m

 Compatibile con:  
**WELCH ALLYN/ATLAS**
**Tipologia paziente: Adulto**


Lato Bracciale



Lato Monitor

**8/08964**

Colore ● Lunghezza 3,00m

 Compatibile con:  
**WELCH ALLYN/PROPAQ**
**Tipologia paziente: Adulto**

## PROLUNGHE PER BRACCIALI NIBP RIUSABILI E SEMI-RIUSABILI A 2 TUBI con connettore universale per tutte le marche

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Lato Bracciale    Lato Monitor</p>	8/08967	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>FUKUDA/KONTRON-GE MEDICAL/CRITIKON</b> Vecchia generazione <b>INVIVO MDE - MENNEN</b></p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p>Lato Bracciale    Lato Monitor</p>	8/08966	<p>Colore ● Lunghezza 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>GE DATEX OHMEDA - GE MARQUETTE</b> (Eagle 4000)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p>Lato Bracciale    Lato Monitor</p>	8/08968	<p>Colore ● Lunghezza: 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>GE MEDICAL/CRITIKON</b> (Dinamap Pro)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p>Lato Bracciale    Lato Monitor</p>	8/08970	<p>Colore ● Lunghezza: 3,00m</p> <p>Compatibile con: <b>GE MEDICAL/MARQUETTE</b> (Eagle 3000, Dash 2000, 3000, 4000, Moduli TRAM)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>



# PROLUNGHE NIBP AD 1 TUBO PER CAVI MULTIPARAMETRICI INTEGRAL PROCESS-LATO PAZIENTE

Permettono di utilizzare i bracciali forniti di connettore originale



CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Lato Bracciale    Lato Multipar.</p>	<p>8/07850 8/07851</p>	<p>Colore ● Lunghezza 1,00m Colore ● Lunghezza 1,50m</p> <p>Compatibile con: <b>COLIN</b> (Da utilizzare con i cavi multiparametrici IP cod. 8/72314 e 8/72316)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p>Lato Bracciale    Lato Multipar.</p>	<p>8/08071 8/08072</p>	<p>Colore ● Lunghezza 1,00m Colore ● Lunghezza 1,50m</p> <p>Compatibile con: <b>DATASCOPE</b> (Da utilizzare con i cavi multiparametrici IP cod. 8/72315, 8/72317) – <b>DRAEGER SIEMENS</b> (Da utilizzare con i cavi multiparametrici IP cod. 8/72814, 8/72813, 8/72816) – <b>PHILIPS/AGILENT/HP</b> (Da utilizzare con i cavi multiparametrici IP cod. 8/71714, 8/71746, 8/71783, 8/71789) – <b>SPACELABS</b> (Da utilizzare con i cavi multiparametrici IP cod. 8/72720, 8/72718)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>
 <p>Lato Bracciale    Lato Multipar.</p>	<p>8/07854 8/07855</p>	<p>Colore ● Lunghezza 1,00m Colore ● Lunghezza 1,50m</p> <p>Compatibile con: <b>WELCH ALLYN/PROTOCOL</b> (Da utilizzare con i cavi multiparametrici IP cod. 8/72324, 8/72326, 8/71315, 8/71317)</p> <p><b>Tipologia paziente: Adulto</b></p>

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Lato Bracciale    Lato Multipar</p>	8/08043	<p>Colore ● Lunghezza 1,50m</p> <p>Compatibile con: <b>TUTTE LE MARCHE</b></p> <p>Tipologia paziente: Neonato</p>

## PROLUNGHE NIBP A 2 TUBI PER CAVI MULTIPARAMETRICI INTEGRAL PROCESS - LATO PAZIENTE

Permettono di utilizzare i bracciali forniti di connettore originale

CONNETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>Lato Bracciale    Lato Multipar.</p>	8/07800 8/07801	<p>Colore ● Lunghezza 1,00m Colore ● Lunghezza 1,50m</p> <p>Compatibile con: <b>GE DATEX OHMEDA</b> (Da utilizzare con i cavi multiparametrici IP cod. 8/72007-3V, 8/72006-3V, 8/72007, 8/72006)</p> <p>Tipologia paziente: Adulto</p>
 <p>Lato Bracciale    Lato Multipar.</p>	8/07805 8/07806	<p>Colore ● Lunghezza 1,00m Colore ● Lunghezza 1,50m</p> <p>Compatibile con: <b>GE MARQUETTE</b> (Da utilizzare con i cavi multiparametrici IP cod. 8/72463-3V, 8/72475-3V, 8/72463, 8/72475, 8/72479-3V, 8/72481-3V, 8/72479, 8/72481, 8/72484, 8/72482)</p> <p>Tipologia paziente: Adulto</p>
 <p>Lato Bracciale    Lato Multipar.</p>	8/08044	<p>Colore ● Lunghezza 1,50m</p> <p>Compatibile con: <b>TUTTE LE MARCHE</b></p> <p>Tipologia paziente: Neonato</p>