

N.O.R.I.S. srl - Piazza Alpini d'Italia, 11
43015 - PONTE TARO di NOCETO (PARMA) ITALY
Tel. ++39-0521 615157 / 656915 - Fax ++39-0521 616071
www.noris-mdn.com - noris@noris-mdn.com

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

TASTIERA MEDICALE IN SILICONE MOD. IN/SK307



Tastiera in silicone concepita per l'uso in ambiente medicale, feedback tattile ottimale, rigida e robusta, impermeabile e sanificabile.

SPECIFICHE TECNICHE

- Superficie rivestita in gomma siliconica per il massimo comfort nella digitazione
- Compatibilità: Microsoft® Windows®7/Vista®/XP/2000/ME/98
- Lingua: italiano
- Connessione: USB2.0
- Layout dei tasti: 86 tasti + 12 tasti funzione
- Dimensioni: 272(L) x 135(P) x 12(H) mm
- Peso Netto: 405 g
- Grado di protezione: IP68
- Colore: Bianco
- Certificazioni: CE, FCC & RoHS