

Informazioni sul prodotto

Sonde di Temperatura riusabili

Sonde per la misura della temperatura corporea; per applicazione rettale, esofagea, nasale e cutanea di superficie

Descrizione

Le sonde di temperatura sono compatibili con la serie YSI 400, sono caratterizzate da elevata precisione, design solido e utilizzo di materiali biocompatibili.

Le sonde riutilizzabili sono disponibili in versione autoclavabile (134°C) e possono essere dotate di spine speciali su richiesta.

Dati Tecnici

Principio di misura:	NTC
Curva caratteristica:	YSI 400 compatibile
Range misurazione:	0 - 50°C
Precisione:	± 0.1°C nel range da 25 a 45°C
Lunghezza totale:	280 cm; altre lunghezze a richiesta

Tipi di connettore delle sonde riusabili



Jack telefonico ø6.35 retto HP/Philips compatibile Siemens compatibile Jack telefonico ø6.35 angolato 90°

Tipi di punta per sonde rettali/esofagee e di superficie



Design del disco per sonde cutanee di superficie

Design del puntale per sonde rettali/esofagee

Tipo connettore		R/E 4mm	R/E 3mm	R/E 2mm	Sup. 16mm	Sup. 10mm	Sup. 6mm
Jack telefonico	AC	AR-275PA	PR-275PA	NR-275PA	SAR-275PA	SPR-275PA	SNR-275PA
Jack telefonico angolato 90°	AC	AR-275PRA	PR-275PRA	NR-275PRA	SAR-275PRA	SPR-275PRA	SNR-275PRA
Siemens compatibile	AC	AR-275SA	PR-275SA	NR-275SA	SAR-275SA	SPR-275SA	SNR-275SA
HP compatibile	AC	AR-275HA	PR-275HA	NR-275HA	SAR-275HA	SPR-275HA	SNR-275HA

AC = autoclavabile; R/E = rettale/esofagea

Distribuito da:



Piazza Alpini d'Italia, 11
43015 Ponte Taro di Noceto (PR) ITALY
Tel. +39 0521 615157
Fax +39 0521 616071
noris@noris-mdn.com
www.noris-mdn.com



Made in Germany

Sensatronic GmbH
Am Ring 9
D-23970 Wismar, Germany

www.sensatronic.com