



## Indice:

### Bracciali ed Accessori *NIBP*

a. Bracciali NIBP Riutilizzabili .....	2
b. Bracciali NIBP Monouso .....	3
c. Tubi Adattatori NIBP .....	4
d. Connettori NIBP e Tubi .....	5

# Bracciali ed Accessori *NIBP*

#### Certificazioni



Marchio CE



Approvazione FDA 510(k)



Certificato di Registrazione Dispositivo Medico

#### In conformità con

ISO80601-2-30: 2009

ISO81060-1: 2007

En1041: 2008

En980: 2008

ISO10993-1: 2009

ISO10993-5: 2009



## Bracciali *NIBP* Riutilizzabili con camera d'aria



# 1 Bracciali *NIBP* riutilizzabili

### Specifiche

Confortevole

Materiale tessile di alta qualità impregnato di poliuretano

Latex-free, rivestimento antibatterico e anti-macchia specifico per i liquidi biologici (sangue)

Disponibili in diverse taglie e con ampia scelta di connettori

COD#(Singolo Tubo)	COD#(Doppio Tubo)	Paziente	Circonferenza	Lungh.(mm)	Largh.(mm)	Colore Tubo	Confezionamento
C0111	C0121	Infant	10-15 cm	215	65	blu	1pc
C0112	C0122	Pediatrico	14-21.5 cm	300	91	blu	1pc
C0113	C0123	Adulto Piccolo	20.5-28cm	394	114	grigio	1pc
C0114	C0124	Adulto	27-35cm	465	142	grigio	1pc
C0115	C0125	Adulto - Lungo	27-35cm	600	142	grigio	1pc
C0116	C0126	Adulto Large	34-43cm	553	174	verde	1pc
C0117	C0127	Adulto Large - lungo	34-43cm	668	174	verde	1pc
C0118	C0128	Coscia	42-54 cm	742	214	rosso	1pc



## Bracciali NIBP neonatali monouso



COD#(Singolo Tubo)	COD#(Doppio Tubo)	Paziente	Circonferenza	Lungh.(mm)	Largh.(mm)	Colore tubo	Confezionamento
C101A	C102A	Neonato	3.3-5.6cm	110	25	white	1pc
C101B	C102B	Neonato	4.2-7.1cm	140	25	white	1pc
C101C	C102C	Neonato	5.0-10.5cm	200	25	white	1pc
C101D	C102D	Neonato	6.9-11.7cm	250	25	white	1pc
C101E	C102E	Neonato	8.9-15cm	270	25	white	1pc

## 2 Bracciali NIBP Monouso

### Specifiche

Confortevole tessuto-non-tessuto di alta qualità, impregnato con rivestimento in PVC

Disponibili in diverse taglie e con ampia scelta di connettori

Latex-free

## Bracciali NIBP monouso



COD#(Singolo Tubo)	COD#(Doppio Tubo)	Paziente	Circonferenza	Lungh.(mm)	Largh.(mm)	Colore tubo	Confezionamento
C1011	C1021	Infant	10-15 cm	194	57	bianco	1pc
C1012	C1022	Pediatrico	14-21.5 cm	274	83	bianco	1pc
C1013	C1023	Adulto Piccolo	20.5-28cm	334	108	bianco	1pc
C1014	C1024	Adulto	27-35cm	524	142	bianco	1pc
C1015	C1025	Adulto - Lungo	27-35cm	605	142	bianco	1pc
C1016	C1026	Adulto Large	34-43cm	608	170	bianco	1pc
C1017	C1027	Adulto Large - Lungo	34-43cm	688	170	bianco	1pc
C1018	C1028	Coscia	42-54 cm	745	198	bianco	1pc



### 3 Tubi Adattatori *NIBP*

Marca OEM	Modelli OEM	Paziente	Connettore al monitor	al bracciale	Utilizzare con	Lungh. tubo	COD#	Confezionamento
GE	GE-Marquette Dash Eagle SOLAR Tram400/450/ 451/800/850/ 851 Coro 120	Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	222G2000D213	1pc
		Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	222G2000D240	1pc
		Infant Neonato			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	222G2000D244	1pc
		Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0mm (Neonatale)	2.0m	222G2000D239	1pc
		Infant Neonato			Singolo tubo PU φ3.0mm (Neonatale)	2.0m	222G2000D239	1pc
	GE-Dinamap Pro Compact MPS Pro Care series	Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	223G2000D213	1pc
		Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	223G2000D240	1pc
		Infant Neonato			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	223G2000D244	1pc
	GE-Datex AS/3 CS/3 S/5 Cardiicap 5/II	Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	217G2000D213	1pc
		Infant Neonato			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	217G2000D244	1pc
		Infant Neonato			Doppio tubo PU φ3.0mm (Neonatale)	2.0m	217G2000D239	1pc
	GE-Marquette Eagle4000 Solar Tram100/ 200/300	Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	217G2000D213	1pc
		Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	222G2000D240	1pc
		Infant Neonato			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	222G2000D244	1pc
	GE-Critikon Invivo Kontron Nihon Kohden	Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	223G2000D213	1pc
Adulto Pediatrico				Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	223G2000D240	1pc	
Infant Neonato				Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	223G2000D244	1pc	

## Tubi Adattatori NIBP

Marca OEM	Modelli OEM	Paziente	Connettore al monitor	al bracciale	Utilizzare con	Lungh. tubo	COD#	Confezionamento
Philips	Tutti i modelli, eccetto A1/A3	Infant Neonato			Singolo tubo PU φ3.0mm	2.0m	237G2000204	1pc
		Infant Neonato			Doppio tubo PU φ3.0mm (Neonatale)	2.0m	237G2000239	1pc
Philips Nellcor Datascope Spacelabs Mindray Contec Kontron	Philips:A1/A3 Spacelabs:90496 Contec:CMS9000	Adulto Pediatrico			Singolo tubo PVC φ4.0mm	2.0m	214G2000214	1pc
		Infant Neonato			Singolo tubo PVC φ4.0mm (Neonatale)	2.0m	214G2000239	1pc
Nihon Kohden	BSM/PVB	Adulto Pediatrico			Doppio tubo PU φ3.0X6.0mm	2.0m	221G2000D203P201	1pc
		Infant Neonato			Singolo tubo PVC φ4.0mm (Neonatale)	2.0m	221G2000239	1pc
Colin Criticare Datascope Spacelabs Welch Allyn Nihon Kohden		Adulto Pediatrico			Singolo tubo PVC φ4.0mm	2.0m	216G2000215	1pc
		Infant Neonato			Singolo tubo PU φ3.0mm	2.0m	216G2000239	1pc
Colin		Adulto Pediatrico			Singolo tubo PVC φ4.0mm	2.0m	243G2000242	1pc
		Adulto Pediatrico			Singolo tubo PU φ3.0mm	2.0m	242G2000239	1pc
Drager/Simens	Drager/Siemens SC6000/7000/8000 Infinity	Infant Neonato			Singolo tubo PVC φ4.0mm	2.0m	240G2000239	1pc
		Infant Neonato			Singolo tubo PU φ3.0mm	2.0m	238G2000239	1pc
Creative Neusoft Jeteem		Adulto Pediatrico			Singolo tubo PVC φ4.0mm	2.0m	231G2000205	1pc
MEK	MP700, MP1000	Adulto Pediatrico			Singolo tubo PVC φ4.0mm	2.0m	240G2000240	1pc
		Infant Neonato			Singolo tubo PVC φ4.0mm	2.0m	240G2000239	1pc
Mindray	T5/T6/T8	Infant Neonato			Singolo tubo PU φ3.0mm	2.0m	238G2000239	1pc














## 4 Connettori NIBP e Tubi

Connettori (Lato Bracciale)

Marca OEM	COD#	Immagine	Descrizione	Adatto per tubi con Diametro Interno:
GE-Marquette e Protocol	201		Female submin to 5/32 in. ID Barbed, Plastic	2.5-4.0mm
GE Marquette Dinamap Datex-Ohmeda	202		Male submin to 5/32 in. ID Barbed, Plastic	2.5-4.0mm
Philips Siemens Datascope Colin	203		Male bayonet socket to 5/32 in. ID Barbed, Metal	4.0mm
	203P		Male bayonet socket to 5/32 in. ID Barbed, Plastic	2.5-4.0mm
	204		Male bayonet to 1/8 in. Metal	2.5-4.0 mm
Air Hose Connector	205		Male bayonet to 5/32 in. Metal	4.0mm
Air Hose Connector	205S		Male bayonet to 1/8 in. Metal	2.5-4.0 mm
Philips Siemens Datascope Colin	206		Male bayonet to 1/8 in. ID Barbed, Metal	2.5-4.0 mm
GE GEMarquette Protocol	207		Female submin plastic to 1/8 in. ID Barded, Plastic	2.5-4.0 mm
Dinamap	208		Male screw to 5/32 in. Plastic	2.5-4.0mm
	209		Female screw to 1/8 in. Plastic	2.5-4.0mm




Connettori (Lato Bracciale)

Marca OEM	COD#	Immagine	Descrizione	Adatto per tubi con Diametro Interno:
L&T	210		Male slip luer, 5/32 in. Metal	4.0mm
	211		Female slip luer, 5/32 in. Metal	4.0mm
L&T Critikon	212		Barbed to Male Luer Slip, Plastic, Neonatal	2.5mm
	212L		Barbed to Male Luer Slip, Plastic, Neonatal	4.0mm
GE Marquette Dinamap Datex-Ohmeda	213		Male submin to 1/8 in. ID Barded, Plastic	2.5mm
Philips/HP Nellcor Simens Mindray, Datascope Spacelabs, MEK	214		Female bayonet, 5/32 in. Metal	3.0-4.0mm
Datascope Spacelabs Colin	215		Male Locking Luer to 5/32 in. Plastic	2.5-4.0mm
Marquette one-tube systems	218		5/32 in. ID Barbed to male Marquette locking type connector, Plastic	2.5-4.0mm
	219		5/32 in. ID Barbed to female Marquette locking type socket, Plastic	2.5-4.0mm
Regularly as the connector of air hose for neonate disposable BP cuffs	239		Female slip luer, 5/32 in. Metal	4.0mm
GE Dinamap	240		1/8 in. ID Barded to female screw, Metal	3.0mm

Connettori (Lato Bracciale)

Marca OEM	COD#	Immagine	Descrizione	Adatto per tubi con Diametro Interno:
Welch Allyn Spacelabs Datascope	241		Female Locking Luer to 5/32 in. Metal	4.0mm
Colin	242		Female Locking Luer to 5/32 in. Metal	2.5-4.0mm
	243		Male Locking Luer to 5/32 in. Metal	2.5-4.0mm
GE DINACLICK	248		Male bayonet to 5/32 in. ID Barbed, Plastic	2.5-4.0mm
Eagle3000 Dash200/3000/4000 Tram 400/500/451 Tram800/850/851	244		5/32 in. ID Barbed to female slip luer, Plastic	2.5-4.0mm
Universal Y Adapter	245		Y type tube adaptor	4.0-7.0mm
Air Hose Connector	246		5/32 in. ID Barbed x2 to 5/32 in. Plastic	2.5-4.0mm
GE-Marquette	247		5/32 in. ID Barbed x2 to female slip luer, Plastic	:2.5-4.0mm

Tubi

Immagine	COD#	Diametro Interno	Descrizione	Colore	Materiale
	G2000	φ4.0mm	Adulto/Pediatrico Singolo Tubo		PVC
	G2000	φ3.0mm	Neonato/Infant Singolo Tubo		PU
	G2000D	φ3.0mm	Qualsiasi paziente Doppio Tubo		PU

